


evercare[®] hoftesæt standard

REF: 1210-02

evercare[®] hoftesæt standard, sterilt, er et afdækningsæt, der indeholder materialer til hofteoperationer. Komponenten i størrelserne 180 x 180 cm og 150 x 240 cm er designet med tape med skåret afrivningspapir i kortere længde for at lette draperingen og give mulighed for trinvis afdækning.

Egenskaber

- ▶ Absorberende plaster
- ▶ Elastisk stockinette
- ▶ Slangeholdere
- ▶ Klæbende OP tape
- ▶ Bandage
- ▶ Hovedafdækning overholder kravene i EN 13795-1 Højtydende, kritisk produktområde



REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
1210-02	Hoftesæt standard, sterilt	Se materialeoversigt	3 / 6

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



REACH forordning: Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering: EN ISO 10993-01
EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav: Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder: EN13795-1

Kvalitetsstandarder: EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
1 Mayo-afdækning	78 x 145 cm, forstærket, Laminat: blå PP non-woven/blåhvid PE-film/blå PE-film
4 Håndklæder	30 x 34 cm, pulp, råhvid, trådforstærket
1 Afdækning m/klæb, medium	180 x 180 cm, Laminat: blå PP non-woven/blå PE-film/hvid PP non-woven, blåt absorberende stykke 25 x 60 cm, PP non-woven, slangeholdere
1 Elastisk stockinette	30 x 120 cm, SEBS-baseret termoplastisk elastomer/PES-foring
1 Elastisk støttebandage	12 cm x 6 m PET/bomuld
2 afdækningslagener m/klæb	75 x 90 cm, laminat blå PP non-woven/blå PE-film/hvid PP non-woven, blåt absorberende stykke 25 x 60 cm, PP non-woven
3 OP-tape	9 x 50 cm, Non-woven polyester, blå, beklædt med klæbemiddel
1 Slidslagen m/klæb	230 x 260 cm, Laminat: blå PP non-woven/blå PE-film/hvid PP non-woven, absorberende stykke blåt 140 x 75 cm, PP non-woven, slids 20 x 100 cm, slangeholdere
1 Afdækning m/klæb, large	150 x 240 cm, Laminat: blå PP non-woven/blå PE-film/hvid PP non-woven, blåt absorberende stykke 25 x 60 cm, PP non-woven, slangeholdere
1 Instrumentbordsafdækning	150 x 190 cm, Laminat: blå PP non-woven/blå PE-film

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme. Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpakkingsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	Medicinsk papir, PE/PET film	420 x 603
Pakke	TCF eller ECF kvalitet	485 x 285 x 287
Transportkarton	TCF eller ECF kvalitet	500 x 310 x 590
Pakketape	Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
1210-02	06438129116717	06438129316711	06438129516715

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.