

SELEFA® Optimia kvadratiske gazekompresser

REF: 222301, 222302, 222303, 222304, 222305

SELEFA® Optimia kvadratiske gazekompresser er primært beregnet til at dække eller rense og absorbere blod og eksudat fra sår og hudafskrabninger. Kan også anvendes til ikke-invasive medicinske procedurer som f.eks. polstring, tørring, beskyttelse, hud- og sårrensning eller som sekundær bandage. Gode absorberende egenskaber og i overensstemmelse med EN 14079 for at sikre bomuldsgaze af høj kvalitet.

Egenskaber

- ▶ 100 % bomuldsgaze
- ▶ Miljøvenlig blegning (ingen klor)
- ▶ Udfoldet
- ▶ Kan steraliseres ved hjælp af EO
- ▶ Fremragende absorbering
- ▶ 20 tråde pr. cm²



REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
222301	Optimia kvadratiske gazekompresser, Hvid	10x30 cm	500 / 10000
222302	Optimia kvadratiske gazekompresser, Hvid	20x30 cm	500 / 10000
222303	Optimia kvadratiske gazekompresser, Hvid	30 x 30 cm	500 / 5000
222304	Optimia kvadratiske gazekompresser, Hvid	40x30 cm	500 / 4000
222305	Optimia kvadratiske gazekompresser, Hvid	50 x 50 cm	250 / 2500

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr.



Not made with
natural rubber latex



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN 14079

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produkt komponent

Råvare og egenskaber

Hovedmateriale

100 % bomuldsgaze, hvid

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	N/A	N/A
Pakke	Medicinsk papir, Hvid	222301: 150 x 150 x 100 222302: 200 x 200 x 100 222303: 300 x 300 x 100 222304: 400 x 400 x 100 222305: 500 x 500 x 100
Transportkarton	Karton, TCF eller ECF kvalitet	222301: 340 x 340 x 500 222302: 430 x 430 x 500 222303: 630 x 320 x 500 222304: 830 x 420 x 420 222305: 520 x 520 x 500
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
222301	N/A	06438129354188	06438129554182
222302	N/A	06438129354195	06438129554199
222303	N/A	06438129354201	06438129554205
222304	N/A	06438129354218	06438129554212
222305	N/A	06438129354225	06438129554229

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.