

SELEFA® runde gazetamponer, sterile

REF: 22225030, 22225040, 22225050

SELEFA® runde gazetamponer, sterile, er højabsorberende tamponer til et bredt anvendelsesområde som f.eks.: hudrensning, sårrensning, aftørring, væske- og fugtabsorption, beskyttelse, desinfektion osv. Gode absorberende egenskaber og i overensstemmelse med EN 14079 for at sikre bomuldsgaze af høj kvalitet. Den kompakte foldning holder produktets form stabil.

Egenskaber

- ▶ 100 % bomuldsgaze
- ▶ Miljøvenlig blegning (ingen klor)
- ▶ Steriliseret med EO
- ▶ Brugervenlig enhedspose
- ▶ 17 tråde pr. cm²




REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
22225030	Runde gazetamponer, pakke med 5 stk., sterile	Ø 30 mm	75 / 1500
22225040	Runde gazetamponer, pakke med 5 stk., sterile	Ø 40 mm	75 / 1350
22225050	Runde gazetamponer, pakke med 5 stk., sterile	Ø 50 mm	50 / 900

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN 14079, EN ISO 11135

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt komponent

Råvare og egenskaber

Hovedmateriale

100 % bomuldsgaze, hvid

Elastisk ring

Silikonebaseret elastik

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum mellem 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	Medicinsk papir, PP/PE film	22225030: 100 x 114 22225040: 133 x 135 22225050: 133 x 135
Pakke	Karton, TCF eller ECF kvalitet	22225030: 115 x 95 x 140 22225040: 130 x 130 x 150 22225050: 130 x 130 x 150
Transportkarton	Karton, TCF eller ECF kvalitet	22225030: 290 x 200 x 590 22225040: 400 x 400 x 310 22225050: 400 x 400 x 310
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
22225030	06438129151138	06438129351132	06438129551136
22225040	06438129151145	06438129351149	06438129551143
22225050	06438129151152	06438129351156	06438129551150

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.