

SELEFA[®] runde gazetamponer, sterile

REF: 222254

SELEFA[®] runde gazetamponer, sterile, er højabsorberende tamponer til et bredt anvendelsesområde som f.eks.: hudrensning, sårrensning, aftørring, væske- og fugtabsorption, beskyttelse, desinfektion osv. Gode absorberende egenskaber og i overensstemmelse med EN 14079 for at sikre bomuldsgaze af høj kvalitet. Den kompakte foldning holder produktets form stabil.

Egenskaber

- ▶ 100 % bomuldsgaze
- ▶ Miljøvenlig blegning (ingen klor)
- ▶ Steriliseret med EO
- ▶ Brugervenlig enhedspose
- ▶ 17 tråde pr. cm²




REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
222254	Runde gazetamponer, pakke med 5 stk., sterile	Ø 70 mm	100 / 800

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN 14079, EN ISO 11135:2014/A1:2019, EN ISO 11737-1

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
Hovedmateriale	100 % bomuldsgaze, hvid
Elastisk ring	Silikonebaseret elastik

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum mellem 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	Medicinsk papir, PP/PE film	133 x 135
Pakke	Karton, TCF eller ECF kvalitet	260 x 135 x 250
Transportkarton	Karton, TCF eller ECF kvalitet	530 x 280 x 510
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
222254	06438129151374	06438129351378	06438129551372

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.