

SELEFA® trekantede gazetamponer, sterile

REF: 222241

SELEFA® trekantede gazetamponer, sterile, er højabsorberende tamponer til et bredt anvendelsesområde som f.eks.: hudrensning, sårrensning, aftørring, væske- og fugtabsorption, beskyttelse, desinfektion osv. Gode absorberende egenskaber og i overensstemmelse med EN 14079 for at sikre bomuldsgaze af høj kvalitet. Den kompakte foldning holder produktets form stabil. Gazetamponer i disse små størrelser er velegnede til forskellige anvendelsesområder, hvor der også er behov for sterilitet, som f.eks. rengøring af små sår og hudafskrabninger, klargøring til mindre operationer, fjernelse af debris osv.

Egenskaber

- ▶ 100 % bomuldsgaze
- ▶ Miljøvenlig blegning (ingen klor)
- ▶ Foldede kanter forhindrer løse tråde.
- ▶ Steriliseret med EO
- ▶ pakke med 5 stk.
- ▶ Brugervenlig enhedspose
- ▶ 17 tråde pr. cm²




REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
222241	Trekantede gazetamponer, pakke med 5 stk., sterile, Hvid	30 x 30 x 30 mm	250 / 5000

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN 14079, EN ISO 11135

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt komponent

Råvare og egenskaber

Hovedmateriale

100 % bomuldsgaze, hvid

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum mellem 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	Medicinsk papir, PP/PE film	
Pakke	Karton, TCF eller ECF kvalitet	237 x 100 x 116
Transportkarton	Karton, TCF eller ECF kvalitet	595 x 245 x 415
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
222241	06438129154108	06438129354102	06438129554106

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.