

SELEFA® tamponeringsbandage, røntgenpåviselig, steril

REF: 222063, 222064, 222065, 222066, 222067, 222068, 222069, 222070, 222071, 222072, 222073, 222074, 222075, 222076, 222077

SELEFA® tamponeringsbandage, røntgenpåviselig, steril, er fremstillet af gazemateriale, der opfylder kravene i EN 14079-standarden, hvilket øger dens absorberende egenskaber og blødhed. Fremstillet af miljøvenlige blegede bomuldsfibre. Øget sikkerhed for patienten sikres ved vævede kanter, hvilket udelukker risikoen for løse tråde. De kan anvendes til væske- eller bloddrænage under ambulante indgreb og kirurgiske indgreb samt til desinfektion af operationsområdet.

Egenskaber

- ▶ Vævede kanter forhindrer løse tråde
- ▶ 100 % bomuldsgaze
- ▶ Steriliseret med EO
- ▶ Peroxidbleget gaze
- ▶ Røntgenpåviselig tråd vævet ind i gaze
- ▶ Lav fnugdannelse
- ▶ Forskellige størrelser gør det muligt at vælge absorptionsstyrke til individuelle behov
- ▶ Indeholder en røntgenpåviselig markør for at hjælpe med at detektere produktet og dermed undgå, at det efterlades i patienten.
- ▶ Vævet i tæthed på 48 tråde/cm²




REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
222063	Tamponeringsbandage, røntgenpåviselig, 32-trådet, bomuld, enkeltpakke, steril, Hvid	1 x 50 cm	10 / 120
222064	Tamponeringsbandage, røntgenpåviselig, 32-trådet, bomuld, enkeltpakke, steril, Hvid	1 x 100 cm	10 / 120
222065	Tamponeringsbandage, røntgenpåviselig, 32-trådet, bomuld, enkeltpakke, steril, Hvid	1 x 200 cm	10 / 120
222066	Tamponeringsbandage, røntgenpåviselig, 32-trådet, bomuld, enkeltpakke, steril, Hvid	1 x 500 cm	10 / 120
222067	Tamponeringsbandage, røntgenpåviselig, 32-trådet, bomuld, enkeltpakke, steril, Hvid	2 x 50 cm	10 / 120
222068	Tamponeringsbandage, røntgenpåviselig, 32-trådet, bomuld, enkeltpakke, steril, Hvid	2 x 100 cm	10 / 120
222069	Tamponeringsbandage, røntgenpåviselig, 32-trådet, bomuld, enkeltpakke, steril, Hvid	2 x 200 cm	10 / 120
222070	Tamponeringsbandage, røntgenpåviselig, 32-trådet, bomuld, enkeltpakke, steril, Hvid	2 x 500 cm	10 / 120
222071	Tamponeringsbandage, røntgenpåviselig, 32-trådet, bomuld, enkeltpakke, steril, Hvid	5 x 50 cm	10 / 120
222072	Tamponeringsbandage, røntgenpåviselig, 32-trådet, bomuld, enkeltpakke, steril, Hvid	5 x 100 cm	10 / 120
222073	Tamponeringsbandage, røntgenpåviselig, 32-trådet, bomuld, enkeltpakke, steril, Hvid	5 x 200 cm	10 / 120
222074	Tamponeringsbandage, røntgenpåviselig, 32-trådet, bomuld, enkeltpakke, steril, Hvid	5 x 300 cm	10 / 120
222075	Tamponeringsbandage, røntgenpåviselig, 32-trådet, bomuld, enkeltpakke, steril, Hvid	5 x 500 cm	10 / 120
222076	Tamponeringsbandage, røntgenpåviselig, 32-trådet, bomuld, enkeltpakke, steril, Hvid	10 x 100 cm	10 / 120
222077	Tamponeringsbandage, røntgenpåviselig, 32-trådet, bomuld, enkeltpakke, steril, Hvid	10 x 300 cm	10 / 120

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10
EN ISO 10993-11

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN ISO 11135, EN 14079

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
Gaze	100 % bomuld, 48 tråde/cm ² , hvid
Røntgenpåviselig tråd	PP, DEHP-fri, PVC-fri, ftalatfri røntgentråd (med bariumsulfat), blå

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme. Kontroller mængden af genstande før brug. Hvis mængden er anderledes end angivet på emballagen, må du ikke bruge produktet.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum mellem 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	Medicinsk papir, PP/PE film	222063: 78 x 122
		222064: 78 x 122
		222065: 78 x 122
		222066: 78 x 122
		222067: 78 x 122
		222068: 78 x 122
		222069: 78 x 122
		222070: 78 x 122
		222071: 98 x 116
		222072: 98 x 116
		222073: 98 x 116
		222074: 98 x 116
		222075: 98 x 116
222076: 133 x 175		
222077: 133 x 175		
Pakke	Karton, TCF eller ECF kvalitet	222063: 80 x 124 x 52
		222064: 80 x 124 x 52
		222065: 80 x 124 x 102
		222066: 80 x 124 x 102
		222067: 80 x 124 x 52
		222068: 80 x 124 x 52
		222069: 80 x 124 x 152
		222070: 80 x 124 x 152
		222071: 102 x 128 x 52
		222072: 102 x 128 x 52
		222073: 102 x 128 x 152
		222074: 102 x 128 x 152
		222075: 102 x 128 x 202
222076: 135 x 177 x 52		
222077: 135 x 177 x 152		
Transportkarton	Karton, TCF eller ECF kvalitet	222063: 195 x 385 x 125
		222064: 195 x 385 x 125
		222065: 195 x 385 x 225
		222066: 195 x 385 x 225
		222067: 195 x 385 x 125
		222068: 195 x 385 x 125
		222069: 195 x 385 x 325
		222070: 195 x 385 x 325
		222071: 230 x 395 x 125
		222072: 230 x 395 x 125
		222073: 230 x 395 x 325
		222074: 230 x 395 x 325
		222075: 230 x 395 x 425
222076: 290 x 385 x 175		
222077: 290 x 385 x 415		

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
222063	06438129154443	06438129354447	06438129554441
222064	06438129154450	06438129354454	06438129554458
222065	06438129154467	06438129354461	06438129554465
222066	06438129154474	06438129354478	06438129554472
222067	06438129154481	06438129354485	06438129554489
222068	06438129154498	06438129354492	06438129554496
222069	06438129154504	06438129354508	06438129554502
222070	06438129154511	06438129354515	06438129554519
222071	06438129154528	06438129354522	06438129554526
222072	06438129154535	06438129354539	06438129554533
222073	06438129154542	06438129354546	06438129554540
222074	06438129154559	06438129354553	06438129554557
222075	06438129154566	06438129354560	06438129554564
222076	06438129154573	06438129354577	06438129554571
222077	06438129154580	06438129354584	06438129554588

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.