

SELEFA® røntgenpåviselig vaginal tampon, steril

REF: 222080

SELEFA® vaginal tampon, røntgenpåviselig, steril, er fremstillet af gazemateriale, der opfylder kravene i EN 14079-standarden, hvilket øger dens absorberende egenskaber og blødhed. Fremstillet af miljøvenlige blegede bomuldsfibre. Den specielle bomuldssnor gør den nem at fjerne fra OP-feltet. Udviklet til brug under ambulante procedurer for at kontrollere blødning og absorbere store mængder væske, for at håndtere og forhindre primær postpartum-blødning efter kejsersnit.

Egenskaber

- ▶ Vævede kanter forhindrer løse tråde
- ▶ 100 % bomuldsgaze
- ▶ Steriliseret med EO
- ▶ Peroxidbleget gaze
- ▶ Røntgenpåviselig tråd vævet ind i gaze
- ▶ Intet vatteret indhold
- ▶ Ekstremt god absorberingsevne
- ▶ Ekstra stærk bomuldssnor sikrer nem fjernelse
- ▶ Vævet i tæthed på 17 tråde/cm²




| REF | Beskrivelse | Størrelse | Forpakning æske/karton |
|--------|---|-----------|---------------------------|
| 222080 | Røntgenpåviselig vaginal tampon, steril, Hvid | Ø 55 mm | 25 / 100 |

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10
EN ISO 10993-11

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN ISO 11135, EN 14079

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

| Produkt komponent | Råvare og egenskaber |
|-----------------------|--|
| Gaze | 100 % bomuld, 17 tråde/cm ² , hvid |
| Røntgenpåviselig tråd | PP, DEHP-fri, PVC-fri, ftalatfri røntgentråd (med bariumsulfat), blå |
| Løkke – træksnor | 100 % bomuld, hvid |

Advarsler og anbefalinger

| | |
|-------------------------------------|---|
| Advarsler | Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme. Kontrollér mængden af genstande før brug. Hvis mængden er anderledes end angivet på emballagen, må du ikke bruge produktet. |
| Anbefaling for opbevaring | Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum mellem 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon. |
| Anbefaling for bortskaffelse | Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger |
| Holdbarhed | 5 år |

Forpkningsoplysninger

| Forpakning | Materiale | Størrelse (L x B x H) mm |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------|
| Enkelt pakke | Medicinsk papir, PP/PE film | 98 x 116 |
| Pakke | Karton, TCF eller ECF kvalitet | 128 x 102 x 330 |
| Transportkarton | Karton, TCF eller ECF kvalitet | 290 x 385 x 225 |
| Pakketape | PVC fri, Gennemsigtig | N/A |

Stregkoder / UDI-DI

| REF | Enkelt pakke | Pakke | Transportkarton |
|--------|----------------|----------------|-----------------|
| 222080 | 06438129154597 | 06438129354591 | 06438129554595 |

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.