

SELEFA® kirurgisk tape med PE-film

REF: 2402031, 2402032, 2402033

SELEFA® kirurgisk tape PE-film er en økonomisk, kirurgisk universaltape Den kan bruges til fiksering af slanger, katetre og småt medicinsk udstyr samt til fiksering af alle former for forbindinger. Den er åndbar og kan nemt fjernes uden at efterlade klæberester.

Egenskaber

- ▶ Latex-fri
- ▶ Åndbar
- ▶ Fremragende klæbeegenskaber
- ▶ Tynd gennemsigtig perforeret PE-film



REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
2402031	Kirurgisk tape, PE-film, Gennemsigtig	1,25 cm x 9,1 m	24 / 720
2402032	Kirurgisk tape, PE-film, Gennemsigtig	2,5 cm x 9,1 m	12 / 360
2402033	Kirurgisk tape, PE-film, Gennemsigtig	5 cm x 9,1 m	6 / 180

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr.



Not made with natural rubber latex



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN 1939, EN ISO 14184-1

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
Tape	LLDPE-film, semitransparent
Lim	Akrylbaseret, trykfølsomt klæbemiddel, latexfri
Kerne	PE, cremefarvet

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	3 år

Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	N/A	N/A
Pakke	Karton, TCF eller ECF kvalitet	158 x 105 x 54
Transportkarton	Karton, TCF eller ECF kvalitet	335 x 335 x 285
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
2402031	N/A	06438129352115	06438129552119
2402032	N/A	06438129352122	06438129552126
2402033	N/A	06438129352139	06438129552133

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.