

# Fingerförband SOFT1

*Ett tätsittande hudvänligt och tvärelastiskt limfritt plåster/förband. SOFT1 kan användas på alla typer av sår oavsett värme, kyla, vått eller torrt. Lägg ett eller två varv runt det skadade området. Vid kraftig blödning forma en bit SOFT1 som en "kudde" för att skapa ett tryck. SOFT1 är självhäftande och fastnar därför inte på hud eller i såret. SOFT1 finns både som hudfärgat och i blått.*

Produkt	Art nr	Storlek
Fingerförband SOFT1	50.057	6 x 100 cm
Fingerförband SOFT1 Blå	50.057-B	6 x 100 cm
Fingerförband SOFT1	50.058	6 x 500 cm
Fingerförband SOFT1 Blå	50.058-B	6 x 500 cm
Fingerförband SOFT1	50.059	3 x 500 cm
Fingerförband SOFT1	50.060	6 x 50 cm



IM-MEDICO



IM-MEDICO Svenska AB