

Pur-Zellin®

Aftørringsserviet på rulle

Pur-Zellin er en perforeret aftørringsserviet af cellulose på rulle. Anvendes som absorberende aftørringsserviet til mindre såreskader og indenfor laboratorievirksomhed.



1 Fnugger ikke

2 Økonomisk

3 Enkel håndtering

Fordele:

Fnugger ikke
Enkel håndtering
Økonomisk
Smart opbevaring



Egenskaber

Perforeringen gør, at servietterne har faste kanter. Til servietterne findes der en dispenser til opbevaring, så man kan opretholde en god hygiejne, og det samtidig er nemt at få fat på servietterne ved anvendelse. Servietrullen fikseres på en fast aksel inde i beholderen. For at få fat i servietterne skal man løfte et beskyttelseslåg.

Materiale

100% cellulose, bleget uden klorgas (ECF).

Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Dispenseren er af hvid, slagfast polystyren. Mål: Højde 213 mm, længde 231 mm, bredde 131 mm. Vægt ca. 520 g.

Indikation og applikering

Anvendes som absorberende aftørringsserviet til mindre såreskader og indenfor laboratorievirksomhed.

For at mindske risikoen for kontaminering er det vigtigt at lukke beholderens beskyttelseslåg mellem hver anvendelse. Gør det også til en vane at desinficere beholderen, når der skiftes til ny rulle.

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
Pur-Zellin® På rulle	4 x 5 cm	143 213	1x 500 stk	16 Afp
Pur-Zellin®box Tom dispenser	se foroven	996 857	1 stk	1 Afp