



Tork Advanced Vaskeklud



Vare	747400
Længde udfoldet	19 cm
Bredde udfoldet	25 cm
Længde foldet	9.5 cm
Bredde foldet	25 cm
Lag	4
Tryk	Nej
Prægning	Ja
Farve	Hvid

Giv dine patienter ekstra omsorg med Tork Advanced vaskeklud. Ideel til patientvask med vand og mild sæbe.

www.tork.dk

Stærkt materiale giver høj effektivitet
Holdbart materiale kan steriliseres

Forsendelsesdata

	Forbrugerenhed	Transportenhed	Palle
EAN	7322540001686	7322540001747	7322540589665
Stk.	120	2400	67200
Forbrugerenheder	-	20	560
Højde	95 mm	264 mm	1998 mm
Bredde	120 mm	386 mm	800 mm
Længde	250 mm	561 mm	1200 mm
Volumen	2.9 dm ³	57.2 dm ³	1.6 m ³
Nettovægt	593 g	11.9 kg	332 kg
Bruttovægt	598 g	12.6 kg	352.9 kg
Emballeringsmateriale	Plast	Karton	-

Alternative produkter



124163

Produktcertifikater



Kontakt

Essity Denmark A/S
Professional Hygiene
Gydevang 33
DK-3450 Allerød

Tlf: +45 48 16 82 44

E-mail: tork.dk@essity.com