

MEDI PLAST



ØNH PRODUKTER

MEDIPLAST ØNH PRODUKTER

Mediplasts ØNH produkter er det førende valg inden for engangs artikler, når du søger en bred vifte af sug og engangsartikel tilbehør. Vores motto er:

Høj kvalitet- Sikre produkter- Enkelt og Hurtigt





















Læger over hele verden foretrækker Mediplasts produkter af mange årsager:

- **Specielt designet** til ØNH undersøgelse og operation / kirurgi Mediplast metal- og plastiksug er designet i tæt samarbejde med ØNH læger. Nogle vigtige produktfordele er vinklen på suget, som gør det muligt for lægen at have frit udsyn gennem mikroskopet, og sugehåndstykket, der gør det muligt hurtigt at skifte sug under operationen.
- **Omkostningseffektiv** Den reelle pris for rengøring og re-sterilisering af flergangs instrumenter (ikke engang inkl. prisen for det givne instrument) er sammenlignet med brugen af engangs instrumenter ofte højere end for Mediplasts engangs produkter.
- **Garanteret rent og sterilt** Det er tidskrævende og meget svært at rengøre flergangs suge instrumenter. Der er en klar tendens over hele verden til at anvende engangs produkter i sundhedssektoren (med henblik på at opnå en bedre kvalitetskontrol og undgå krydsinfektioner).














OTOLOGI


METALSUG MEDIPLAST

Luer-lock

6066500040	0,4 x 70	
6066507040	0,4/0,7 x 77	
6066500070	0,7 x 70	
6066500100	1,0 x 70	
6066500120	1,2 x 70	
6066500140	1,4 x 70	
6066500170	1,7 x 70	
6066500208	2,0 x 70	
6066500045	0,4 x 80	
6066500072	0,7 x 80	
6066500102	1,0 x 80	
6066500122	1,2 x 80	
6066500142	1,4 x 80	
6066500172	1,7 x 80	
6066500200	2,0 x 80	
6066509100	1,0 x 100	
6066509122	1,2 x 100	
6066509140	1,4 x 100	
6066509170	1,7 x 100	
6066509200	2,0 x 100	









Rund Studs

6066501101	1,0 x 70	
6066501140	1,4 x 70	
6066502140	2,0 x 70	
6066501102	1,0 x 80	
6066501180	1,4 x 80	
6066502200	2,0 x 80	
6066500250	2,5 x 80	
6066500300	3,0 x 80	
6066500400	4,0 x 80	
6066501100	1,4 x 100	
6066502100	2,0 x 100	
6066509250	2,5 x 100	
6066509300	3,0 x 100	
















METALSUG MEDIPLAST

Big Pack - Luer-lock

6066500100BP	1,0 x 70	
6066500140BP	1,4 x 70	
6066500170BP	1,7 x 70	
6066500208BP	2,0 x 70	
6066500142BP	1,4 x 80	
6066500200BP	2,0 x 80	
6066509140BP	1,4 x 100	
6066509200BP	2,0 x 100	


Big Pack - Rund Studs

6066501101BP	1,0 x 70	
6066501140BP	1,4 x 70	
6066502140BP	2,0 x 70	
6066501102BP	1,0 x 80	
6066501180BP	1,4 x 80	
6066502200BP	2,0 x 80	
6066500250BP	2,5 x 80	
6066500300BP	3,0 x 80	
6066500400BP	4,0 x 80	
6066501100BP	1,4 x 100	
6066502100BP	2,0 x 100	
6066509250BP	2,5 x 100	
6066509300BP	3,0 x 100	

* også i big-pack

METALSUG MEDIPLAST MED OLIVEN TIP

6066500510	1,0 x 60 mm	brun	luer-lock
6066510070	1,0 x 70 mm	brun	luer-lock
6066510080	1,0 x 80 mm	brun	luer-lock
6066510100	1,0 x 100 mm	brun	luer-lock
6066500514	1,4 x 60 mm	hvid	luer-lock
6066514070	1,4 x 70 mm	hvid	luer-lock
6066514080	1,4 x 80 mm	hvid	luer-lock
6066514100	1,4 x 100 mm	hvid	luer-lock
6066517070	1,7 x 70 mm	grå	luer-lock
6066517080	1,7 x 80 mm	grå	luer-lock
6066517100	1,7 x 100 mm	grå	luer-lock
6066500520	2,0 x 60 mm	grøn	luer-lock
6066520070	2,0 x 70 mm	grøn	luer-lock
6066520080	2,0 x 80 mm	grøn	luer-lock
6066520100	2,0 x 100 mm	grøn	luer-lock



ØRETRAGTE MEDIPLAST

606625	2,50 mm
606630	3,25 mm
606640	4,00 mm
606650	5,00 mm
606660	6,00 mm
606670	7,00 mm
606680	8,00 mm



SIEGLE PNEUMATISK TRAGT MEDIPLAST


6066508	Siegle pneumatisk tragt
---------	-------------------------



* også i big-pack

SUGEHÅNDSTYKKE MEDIPLAST

606650992	med vakuumkontrol	1
606650509	uden vakuumkontrol	2
6066500990	med vakuumkontrol	3
6066500991	med vakuumkontrol	4



MEDIBENDER MEDIPLAST


Bøjeinstrument til øresug metal

6066501	For 1,0, 1,4, 2,0, 3,0 og 4,0 mm
---------	----------------------------------




MYRINGOTOMISKALPEL MEDIPLAST

6066121370	1,3 x 70 mm, rød, trefaset spids
6066121070	1,0 x 70 mm, lyserød, trefaset spids
6066121170	1,0 x 70 mm, orange, dobbeltslebet spids



MYRINGOTOMISÆT MEDIPLAST

Til paracentese af trommehinden ved drænanlæggelse



SUGE SÆTS MEDIPLAST

Forskellige standardsæt lagerføres

* også i big-pack

LARYNGOLOGI

METALSUG MEDIPLAST TIL BRONKOSKOPI

Med transparent håndtag med eller uden vakuumkontrol

Med vakuumkontrol

6061616232VC 2,0 x 300 mm
 6061616233VC 3,0 x 300 mm
 6061616234VC 4,0 x 300 mm

Uden vakuumkontrol


6061616232 2,0 x 300 mm
 6061616233 3,0 x 300 mm
 6061616234 4,0 x 300 mm

6061616242VC 2,0 x 400 mm
 6061616243VC 3,0 x 400 mm
 6061616244VC 4,0 x 400 mm

6061616252VC 2,0 x 500 mm
 6061616253VC 3,0 x 500 mm
 6061616254VC 4,0 x 500 mm

6061616262VC 2,0 x 550 mm
 6061616263VC 3,0 x 550 mm
 6061616264VC 4,0 x 550 mm


6061616270 2,0 x 270 mm – Black Tip med sidehull



METALSUG MEDIPLAST TIL TONSILLECTOMI

Med transparent håndtag og vakuumkontrol

6066502040 4,0 x 190 mm



PLASTSUG MEDIPLAST

6066101023 *	2,0 x 100 mm	grøn	enkeltbøjet, kort
6066101627	2,0 x 160 mm	grøn	dobbeltbøje
6066100627	2,0 x 160 mm	grøn	enkeltbøjet
6066101635	3,0 x 160 mm	blå	dobbeltbøje
6066100635 *	3,0 x 160 mm	blå	enkeltbøjet
6066101643	4,0 x 160 mm	hvid	dobbeltbøje
6066100643 *	4,0 x 160 mm	hvid	enkeltbøjet



* også i big-pack

RHINOLOGI

METALSUG MEDIPLAST - NASAL

6066516020	2,0 x 150 mm	grøn	luer-lock
6066516030	3,0 x 150 mm	blå	rund studs
6066516040	4,0 x 150 mm	gul	rund studs
6066502150	2,0 x 150 mm	grøn	rund studs



METALSUG MEDIPLAST

Med transparent håndtag og vakuumkontrol

6066509120	2,0 x 110 mm	6066516120	2,0 x 150 mm
6066509125	2,5 x 110 mm	6066516130	3,0 x 150 mm
6066509130	3,0 x 110 mm	6066516140	4,0 x 150 mm
6066509135	3,5 x 110 mm		



Med transparent håndtag uden vakuumkontrol

6066516121	2,0 x 150 mm
6066516131	3,0 x 150 mm
6066516141	4,0 x 150 mm

Med transparent håndtag, 2 sidehuller og vakuumkontrol

6066509020	2,0 x 110 mm
6066509025	2,5 x 110 mm
6066509030	3,0 x 110 mm
6066509035	3,5 x 110 mm



METALSUG MEDIPLAST - FERG

Med transparent håndtag og vakuumkontrol

6066501020	2,0 x 150 mm
6066501030 *	3,0 x 150 mm
6066501040 *	4,0 x 150 mm

Med transparent håndtag, 2 sidehuller og vakuumkontrol

6066511020	2,0 x 150 mm
6066511030	3,0 x 150 mm
6066511040	4,0 x 150 mm



* også i big-pack

METALSUG MEDIPLAST - FRAZ

Med transparent håndtag og vakuumkontrol

6066508020 *	2,0 x 110 mm
6066508030 *	3,0 x 110 mm
6066508040 *	4,0 x 110 mm



METALSUG MEDIPLAST - ENDO

Med transparent håndtag uden vakuumkontrol


066503020 *	2,0 x 120 mm
6066503025	2,5 x 120 mm
6066503030	3,0 x 120 mm
6066503035	3,5 x 120 mm
6066503040	4,0 x 120 mm



METALSUG MEDIPLAST - ZOELLNER

Med transparent håndtag

6066504020	2,0 x 130 mm	uden vakuumkontrol
6066504025	2,5 x 130 mm	uden vakuumkontrol
6066504030 *	3,0 x 130 mm	uden vakuumkontrol
6066514025	2,5 x 90 mm	med vakuumkontrol



METALSUG MEDIPLAST - FUKUSHIMA

Til kirurgisk indgreb og undersøgelse i næsen.

Håndtag med vakuumkontrol Fukushima.

66520150	2,0 x 150 mm
66530150	3,0 x 150 mm
66540150	4,0 x 150 mm
66540200	4,0 x 200 mm
66550150	5,0 x 150 mm
66550180	5,0 x 180 mm



* også i big-pack

LARYNX NÅL MEDIPLAST

Trans-oral nål til injektioner med steroider, gel eller lokalbedøvelse.
Perfekt til behandling af eks. behandling af stemmebåndspareser
Engangsnål med standard luer lock fatning som passer til alle sprøjter.
Udviklet sammen med svenske laryngologer/foniater.

606261230 23 cm x 0,5, 25 Gauge



MEDIPLAST VacuTIP™

Til anvendelse i øregangen eller næsen
Passer til alle Mediplast 2 mm metalsug


6066506 VacuTIP™ Fremmedlegeme tip



TRANS- OG INTRATYMPANISK INJEKTIONSKANYLE MEDIPLAST

Specialudviklet kanyle med det formål at lette injektioner i mellemøret.
Kanylen har en specialspids, som er 2 mm, og en diameter på 0,4 mm.

6066590 0,4 x 90 mm lilla luer-lock



* også i big-pack

ØNH TILBEHØR



AFKLIPPEDE SUGESLANGER

Mediplast suges slanger, DEHP-frit PVC, er afklippede og fås i 2,0 meter og 3,5 meters længde, enten med hun-hun konnektor eller hun-plastik suges konnektor.

Mediplast tilbyder en meget smidig og blød sugeslange til læger, der arbejder med langvarige kirurgiske procedure. Slangen beholder vakuum og klapper ikke sammen.

SKYLLE SPRØJTE (SJECT), 100 ML

Et multiværktøj med et let "et hånds greb". Det bruges f.eks. til skylning af sår eller ører. Det er også et perfekt match til vores bihuleskyllesæt.

VATPINDE

Bomulds vatpinde fås med aluminium eller rustfrit stålskaft. De bruges f.eks. til at påføre salve eller rense øregangen. Nu også tilgængelig i en steril version, 5 stk. pakket (kun rustfrit stål) til brug under ØNH kirurgi.

SUGESLANGE PÅ RULLE

Mediplast kan tilbyde DEHP- fri PVC sugeslanger på rulle med indre diameter fra 4 mm til 10 mm og ydre diameter fra 6 mm til 12 mm i længder af 30, 40 og 50 m – afhængig af diameter og størrelse. Slangen trækkes nemt gennem et rundt hul i æskens låg, så det er let at klippe den ønskede længde.

ØRESKYLLEMUNDSTYKKE

Et praktisk mundstykke, der sættes på den koniske ende af skyllesprøjten. Det bruges blandt andet til øreskylning. Det har en sikkerhedsvinge, der forhindrer at mundstykket kommer for langt ind i øregangen.