



Tryghed og viden

– for menneskers skyld

Datablad

3M™ Coban™ 2 kompressionssystem

3M™ Coban™ 2

3M™ Coban™ 2 Lite

Produktbeskrivelse:

3M Coban™ kompressionssystem består af to tynde lag, som giver den nødvendige inelastisitet, der skal til, for at give et vedvarende arbejdstryk. Et komfortlag, som sikrer maksimal komfort og et kompressionsbind, som giver en effektiv og sikker kompression.

Begge lag er produceret af lette materialer, som hæfter på hinanden. Dette betyder minimal nedglidning af bandagen og normalt fodtøj/tøj kan anvendes.

Egenskaber:

- Tynd bandage som forbedrer mobiliteten og funktionsevnen
- Terapeutisk kompression uden at fylde
- Hurtig ødemreducering
- Løsner sig ikke, derfor minimal nedglidning
- Komfortabelt for patienten
- Mulighed for at anvende normalt fodtøj og tøj
- Hurtig og nem at anlægge
- Bandageringsskift 2 gange om ugen
- Tilgængelig i en række af størrelser og bredder, for at dække alle behov

Indikationer:

- Ordineret lymfødembehandling

Brugsvejledning:

Komfortlaget lægges med skumlaget mod huden med cirkulær teknik og kun minimal overlappning.

Kompressionsbindet anlægges med fuldt stræk og med cirkulær teknik med minimum 50% overlappning.

Se venligst appliceringsvejledninger.



Deklaration:

- Skumlaget består af: Polyurethan skum, spandex. Latex-fri
- Kompressionslaget består af: Polyester fibre, spandex. Latex-fri
- Coban 2 kompressionssystem er til engangsbrug

Bestillingsinformation

Farvekoder gør det nemt at vælge det rette produkt

Grøn til overekstremiteter, fingre og tæer



3M™ Coban™ 2 Lite kompressionssystem, med grøn pakning, har samme dynamiske arbejdsstryk som 3M™ Coban™ 2 kompressionssystem, men hviletrykket er reduceret med 25%, for at gøre det sikkert og komfortabelt til brug på arme, skuldre, fingre og tæer.

Lilla til underekstremiteterne



3M™ Coban™ 2 kompressionssystem, med lilla pakning, giver en komfortabel, terapeutisk kompression til at reducere ødem i benene, på fødderne, på hofterne og på kroppen.

3M™ Coban™ 2 Lite 2-lags Lite kompressionssystem						
Indikation	Varenr.:	Navn	Størrelse	Ruller/æske	Æsker/karton	Mindste bestilling
	20713	Lite komfortlag af skum	7,5 cm x 2,7 m	18	4	1 æske
	20714	Lite komfortlag af skum	10 cm x 2,7 m	18	2	1 æske
	20716	Lite komfortlag af skum	15 cm x 2,7 m	10	4	1 æske
	20721	Lite kompressionsbind	2,5 cm x 3,5 m	36	4	1 æske
	20723	Lite kompressionsbind	7,5 cm x 3,5 m	32	4	1 æske
	20724	Lite kompressionsbind	10 cm x 3,5 m	32	2	1 æske
	20726	Lite kompressionsbind	15 cm x 3,5 m	15	4	1 æske

3M™ Coban™ 2 2-lags kompressionssystem						
Indikation	Varenr.:	Navn	Størrelse	Ruller/æske	Æsker/karton	Mindste bestilling
	20012	Komfortlag af skum	5 cm x 1,2 m	32	4	1 æske
	20014	Komfortlag af skum	10 cm x 3,5 m	18	2	1 æske
	20016	Komfortlag af skum	15 cm x 3,5 m	10	4	1 æske
	20018	Komfortlag af skum	20 cm x 3,5 m	9	2	1 æske
	20022	Kompressionsbind	5 cm x 2,7 m	32	4	1 æske
	20024	Kompressionsbind	10 cm x 4,5 m	32	2	1 æske
	20026	Kompressionsbind	15 cm x 4,5 m	15	4	1 æske