

## evercare<sup>®</sup> inLine Forlængerslange, PVC-fri

REF: 10526-01, 10527-01, 10528-01, 10529-01

evercare<sup>®</sup> inLine Forlængerslange er velegnet til forlængelse af infusionslinjer eller kan kobles til en sprøjte. Forlængerslangerne er sterile engangsprodukter, der bruges til at lede intravenøse væsker og/eller lægemidler som en forlængelse af infusions- og perfusionsenheden ved at muliggøre tilslutning til en infusionskilde og en infusionsenhed med vaskulær adgang.

### Egenskaber

- ▶ Kan modstå højt væsketryk op til 55 bar
- ▶ Et han- og hun-konnektor i hver ende
- ▶ Hydrofobisk filter forhindrer lækage under spædning
- ▶ Fast luer lock




| REF      | Beskrivelse              | Størrelse -<br>slange<br>indre/ydre<br>L (længde) | Priming<br>volume(ml)<br>ca. | Forpakning<br>æske/karton |
|----------|--------------------------|---|------------------------------|---------------------------|
| 10526-01 | Forlængerslange, PVC-fri | Ø 1/2 mm, L<br>50cm                               | 0,007                        | 25 / 100                  |
| 10527-01 | Forlængerslange, PVC-fri | Ø 1/2 mm, L<br>150cm                              | 0,007                        | 25 / 100                  |
| 10528-01 | Forlængerslange, PVC-fri | Ø 1/2 mm, L<br>200cm                              | 0,007                        | 25 / 100                  |
| 10529-01 | Forlængerslange, PVC-fri | Ø 1/2 mm, L<br>300cm                              | 0,007                        | 25 / 100                  |

Salgsenhed: Transportkarton

## Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



### REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

### Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-01

### Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

### Overholdelse af produktstandarder:

EN 8536-9, EN ISO 80369-7

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Materiale

| Produkt komponent | Råvare og egenskaber         |
|-------------------|------------------------------|
| Han prop          | HDPE, hvid                   |
| han/Hunkobling    | LDPE/HDPE, Blå               |
| slange            | LDPE, PVC-fri, knækbestandig |
| spædehætten       | HDPE, lyseblå                |

## Advarsler og anbefalinger

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Advarsler</b>                    | <p>Dette produkt må kun anvendes af en kvalificeret læge eller sygeplejerske. Læs brugsanvisningen før brug. Enheden skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne. Enheden er garanteret steril og pyrogenfri, hvis den enkelte pakke ikke er blevet åbnet eller beskadiget. Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget, eller hvis beskyttelseshætterne er løse eller mangler.</p> <p>En luer må ikke strammes for meget, da både Lueren og andre tilslutningsanordninger kan blive beskadiget.</p> <p>Brug ikke instrumenter til fastspænding af slangen eller luer-stramningen.</p> <p>Genbrug kan forårsage infektion eller anden sygdom/skade.</p> <p>Undlad at efterlade porte åbne/hubs udsatte. Udskift sterile endehætter efter behov.</p> |
| <b>Anbefaling for opbevaring</b>    | Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum mellem 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.   |
| <b>Anbefaling for bortskaffelse</b> | Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger  |
| <b>Holdbarhed</b>                   | 5 år   |

## Forpkningsoplysninger

| Forpakning      | Materiale                   | Størrelse ( L x B x H ) mm |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| Enkelt pakke    | Medicinsk papir, PP/PE film | 140 x 80                   |
| Pakke           | PP                          | 305 x 460                  |
| Transportkarton | TCF kvalitet, Karton        | 310 x 270 x 192            |
| Pakketape       | PVC fri, Gennemsigtig       | N/A                        |

## Stregkoder / UDI-DI

| REF      | Enkelt pakke   | Pakke | Transportkarton |
|----------|----------------|-------|-----------------|
| 10526-01 | 06438129121667 | N/A   | 06438129521665  |
| 10527-01 | 06438129121674 | N/A   | 06438129521672  |
| 10528-01 | 06438129121681 | N/A   | 06438129521689  |
| 10529-01 | 06438129121698 | N/A   | 06438129521696  |

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.