


Responstid 30-40 sekunder



ADC Adtemp™ II 413 digitalt oraltermometer

- Den mest populære model
- Aflæser med en typisk responstid på 30-40 sekunder
- Kompakt størrelse – længde 12,7 cm - vejer kun 11 gram
- Område 90° F til 109° F \pm .2° F eller 32° C til 42.9° C \pm .1 ° C, afhængigt af skalavalg
- Udskifteligt batteri af typen 1.55V (LR41) giver op til 4.500 målinger
- Opbevaringsetui holder instrumentet sanitært
- Opfylder kravene til intermitterende termometre under ASTM E1112