


KAI- ringcurett/sårskrapa



Curettens vassa sida

Produktbeskrivning

- KAI- ringcuretter används för att avlägsna lesioner i diagnostiskt eller terapeutiskt syfte, används även som sårskrapa för att debridera bort ex. död vävnad
- Rakbladsvass dubbelslipad curette
- Tillverkad i rostfritt stål
- Runt ergonomiskt handtag för maximal kontroll
- Storlekar markerade på varje instrument för snabb identifiering
- Komplet sortiment
- Engångs
- Sterila



Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Förp/MBE
MK402	KAI ringcurette/sårskrapa strl. 2mm	20st/100st
MK403	KAI ringcurette/sårskrapa strl. 3mm	20st/100st
MK404	KAI ringcurette/sårskrapa strl. 4mm	20st/100st
MK405	KAI ringcurette/sårskrapa strl. 5mm	20st/100st
MK407	KAI ringcurette/sårskrapa strl. 7mm	20st/100st

Distributör: SYLAK AB | Ekonomivägen 5, 436 66 Askim | 031-748 49 50 | order@sylak.se | www.sylak.se
Importör: Kai Europe GmbH | Kottendorfer Str.5 | 42697 Solingen, Tyskland | www.kai-europe.com