

SELEFA® nonwoven kompresser, pakke med 2 stk., sterile

REF: 2232702, 2232722, 2232742, 2232762

SELEFA® non-woven kompresser, 4-lags, sterile, er fremstillet af blødt og stærkt absorberende non-woven materiale. De anvendes primært til rensning og absorption af eksudat fra sår og hudafskrabninger.

Egenskaber

- ▶ Non-woven materiale i viskose/polyester af høj kvalitet
- ▶ Lav fnugdannelse og høj blødhed
- ▶ Holder formen, også i våd tilstand
- ▶ Fri for bindemidler og optisk hvidt
- ▶ Effektiv til absorption af væske og eksudat
- ▶ Mindre klæbende på såret end gaze produkter
- ▶ Fås i flere størrelser.
- ▶ Til sårrensning og -polstring, absorption af eksudat, præoperativ hudrensning osv.
- ▶ Kan anvendes som primær eller sekundær forbinding
- ▶ Steriliseret med EO
- ▶ Brugervenlig enhedspose
- ▶ pakke med 2 stk.




REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
2232702	Non-woven kompresser, 4-lags, pakke med 2 stk., sterile, Hvid	5 x 5 cm	140 / 2800
2232722	Non-woven kompresser, 4-lags, pakke med 2 stk., sterile, Hvid	7,5 x 7,5 cm	140 / 2800
2232742	, Hvid		140 / 2520
2232762	Non-woven kompresser, 4-lags, pakke med 2 stk., sterile, Hvid	10 x 20 cm	70 / 1260

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

N/A



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN ISO 11607-1, EN ISO 11135

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, N/A

Materiale

Produkt komponent

Råvare og egenskaber

Hovedmateriale

Non-woven, 70% viskose og 30% polyester, hvid

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum mellem 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpakkingsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	Medicinsk papir, PP/PE film	2232702: 98 x 116 2232722: 72 x 88 2232742: 98 x 113 2232762: 122 x 138
Pakke	Karton, TCF eller ECF kvalitet	2232702: 237 x 100 x 116 2232722: 90 x 70 x 180 2232742: 115 x 95 x 180 2232762: 140 x 120 x 180
Transportkarton	Karton, TCF eller ECF kvalitet	2232702: 595 x 245 x 415 2232722: 370 x 190 x 370 2232742: 595 x 200 x 370 2232762: 435 x 370 x 370
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
2232702	06438129151053	06438129351057	06438129551051
2232722	06438129151060	06438129351064	06438129551068
2232742	N/A	N/A	N/A
2232762	06438129151084	06438129351088	06438129551082

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.