

## SELEFA® non-woven kompresser, pakke med 5 stk., sterile

REF: 2232705, 2232725, 2232745, 2232765

SELEFA® non-woven kompresser, 4-lags, sterile, er fremstillet af blødt og stærkt absorberende non-woven materiale. De anvendes primært til rensning og absorption af eksudat fra sår og hudafskrabninger.

### Egenskaber

- ▶ Non-woven materiale i viskose/polyester af høj kvalitet
- ▶ Lav fnugdannelse og høj blødhed
- ▶ Holder formen, også i våd tilstand
- ▶ Fri for bindemidler og optisk hvidt
- ▶ Effektiv til absorption af væske og eksudat
- ▶ Mindre klæbende på såret end gaze produkter
- ▶ Fås i flere størrelser.
- ▶ Til sårrensning og -polstring, absorption af eksudat, præoperativ hudrensning osv.
- ▶ Kan anvendes som primær eller sekundær forbindelse
- ▶ Steriliseret med EO
- ▶ Brugervenlig enhedspose
- ▶ pakke med 5 stk.




REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
2232705	Non-woven kompresser, 4-lags, pakke med 5 stk., sterile, Hvid	5 x 5 cm	150 / 3000
2232725	Non-woven kompresser, 4-lags, pakke med 5 stk., sterile, Hvid	7,5 x 7,5 cm	150 / 3000
2232745	Non-woven kompresser, 4-lags, pakke med 5 stk., sterile, Hvid	10x10 cm	150 / 2700
2232765	Non-woven kompresser, 4-lags, pakke med 5 stk., sterile, Hvid	10 x 20 cm	40 / 720

Salgsenhed: Transportkarton

## Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



### REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

### Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10

### Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

### Overholdelse af produktstandarder:

EN ISO 11607-1, EN ISO 11135

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Materiale

### Produkt komponent

### Råvare og egenskaber

### Hovedmateriale

Non-woven, 70% viskose og 30% polyester, hvid

## Advarsler og anbefalinger

<b>Advarsler</b>	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
<b>Anbefaling for opbevaring</b>	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum mellem 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
<b>Anbefaling for bortskaffelse</b>	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
<b>Holdbarhed</b>	5 år

## Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse ( L x B x H ) mm
<b>Enkelt pakke</b>	Medicinsk papir, PP/PE film	2232705: 72 x 88 2232725: 98 x 113 2232745: 122 x 138 2232765: 133 x 249
<b>Pakke</b>	Karton, TCF eller ECF kvalitet	2232705: 90 x 70 x 180 2232725: 115 x 95 x 180 2232745: 140 x 120 x 180 2232765: 250 x 130 x 60
<b>Transportkarton</b>	Karton, TCF eller ECF kvalitet	2232705: 370 x 190 x 370 2232725: 595 x 200 x 370 2232745: 435 x 370 x 370 2232765: 400 x 260 x 380
<b>Pakketape</b>	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

## Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
<b>2232705</b>	06438129151091	06438129351095	06438129551099
<b>2232725</b>	06438129151107	06438129351101	06438129551105
<b>2232745</b>	06438129151114	06438129351118	06438129551112
<b>2232765</b>	06438129151121	06438129351125	06438129551129

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.