

SELEFA® nonwoven runde tamponer, pakke med 5 stk., sterile

REF: 22325030, 22325040, 22325050

SELEFA® non-woven runde tamponer, sterile, har et bredt anvendelsesområde: præoperativ rensning af huden, rensning af sår og hudafskrabning, aftørring, absorption, beskyttelse osv. De er også beregnet til at stoppe blødning eller til påføring af topiske lægemidler. Deres store blødhed sikrer en behagelig kontakt med sår og hud, da materialet er mindre klæbende og mindre fnugdannende end gaze produkter.

Egenskaber

- ▶ Non-woven materiale i viskose/polyester af høj kvalitet
- ▶ Stor blødhed og lav fnugdannelse
- ▶ Effektiv til absorption af væske og eksudat
- ▶ Mindre klæbende på såret end vævede gaze produkter
- ▶ Steriliseret med EO
- ▶ Brugervenlig enhedspose
- ▶ pakke med 5 stk.




REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
22325030	Non-woven runde tamponer, pakke med 5 stk., sterile	Ø 30 mm	75 / 1500
22325040	Non-woven runde tamponer, pakke med 5 stk., sterile	Ø 40 mm	75 / 1350
22325050	Non-woven runde tamponer, pakke med 5 stk., sterile	Ø 50 mm	50 / 900

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN ISO 11607-1, EN ISO 11135

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produkt komponent

Råvare og egenskaber

Hovedmateriale

Non-woven, 70% viskose og 30% polyester, hvid

Elastisk ring

Silikonebaseret elastik

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum mellem 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	Medicinsk papir, PP/PE film	22325030: 98 x 113 22325040: 122 x 138 22325050: 122 x 138
Pakke	Karton, TCF eller ECF kvalitet	22325030: 115 x 95 x 140 22325040: 140 x 120 x 150 22325050: 140 x 120 x 150
Transportkarton	Karton, TCF eller ECF kvalitet	22325030: 495 x 240 x 290 22325040: 435 x 370 x 310 22325050: 435 x 370 x 310
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
22325030	06438129151183	06438129351187	06438129551181
22325040	06438129151190	06438129351194	06438129551198
22325050	06438129151206	06438129351200	06438129551204

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.