

SELEFA® trekantede non-woven tamponer, sterile

REF: 223241

SELEFA® trekantede, non-woven tamponer, sterile, har et bredt anvendelsesområde: præoperativ rensning af huden, rensning af sår og hudafskrabning, aftørring, absorption, beskyttelse osv. De er også beregnet til at stoppe blødning eller til påføring af topiske lægemidler. Deres store blødhed sikrer en behagelig kontakt med sår og hud, da materialet er mindre klæbende og mindre fnugdannende end gaze produkter.

Egenskaber

- ▶ Non-woven materiale i viskose/polyester af høj kvalitet
- ▶ Stor blødhed og lav fnugdannelse
- ▶ Effektiv til absorption af væske og ekssudat
- ▶ Mindre klæbende på såret end vævede gaze produkter
- ▶ Steriliseret med EO
- ▶ Brugervenlig enhedspose
- ▶ pakke med 5 stk.




REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
223241	Trekantede, non-woven tamponer, pakke med 5 stk., sterile, Hvid	30 x 30 x 30 mm	250 / 5000

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN ISO 11607-1, EN ISO 11135, EN 29073, EN 1644-1,-2

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produkt komponent

Råvare og egenskaber

Hovedmateriale

Non-woven, 70% viskose og 30% polyester, hvid

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum mellem 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	Medicinsk papir, PP/PE film	
Pakke	Karton, TCF eller ECF kvalitet	237 x 100 x 116
Transportkarton	Karton, TCF eller ECF kvalitet	595 x 245 x 415
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
223241	06438129154160	06438129354164	06438129554168

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.