

KDM[®]

Säkerhetsprodukter



ONEMED

KD-FINE TRUBBIG KANYL

Trubbig uppdragningskanyl som är speciellt utvecklad för att minska utstansning av gummimembranet på glasflaskor. Den trubbiga spetsen minskar också risken för en stickkada. Finns också med filter för att förhindra glaspartiklar ifrån ampuller att följa med vid uppdragningen och därmed in i sprutan. Nu också i 50 mm längd för ett förenkla arbetet och skydda mot skärskador från ampullen.

Egenskaper

- Trubbig spets
- 40 och 50 mm längder
- Med och utan filter (5 µm)
- Steril
- 45°

Produktbeskrivning

- Engångskanyl, icke toxisk, pyrogen fri

Standarder

- EN ISO 13485
- EN 20594-1
- EN ISO 7864
- CE 0123
- EN 1707
- EN 6009
- Klass: Is



Råmaterial

Kanyl: rostfritt stål
Kanylfästet: Polypropylene
Lim: Epoxy
Skydds höljet: Polypropylene
Filtret: Polypropylene
Smörjmedel: Silikonolja

Förpackningsmaterial

Medical grade papper
Genomskinlig blister förpackning
PE/PA



Steriliseringmetod

Etylenoxid (EO)



Hållbarhet

Artikelnummer	Storlek inch	Storlek mm	Filter	Avd. förpackning	Transportkartong
909294	18 G x 1 1/2	1,20 x 40	-	100 st	5000 st
909300	18 G x 1 1/2	1,20 x 40	X	100 st	5000 st
910597	18 G x 2	1,20 x 50	-	100 st	5000 st
910603	18 G x 2	1,20 x 50	X	100 st	5000 st

Ventilerade uppdragnings och blandningskanyler som skyddar mot farliga aerosoler vid antibiotika och cytostatikahantering. Finns också med bakterie och partikelfilter för extra skydd.

Egenskaper

- 0,1 µm aerosolfilter för antibiotika och cytostatika
- 5,0 µm partikel filter
- Finns med ventil för att förhindra backflöde
- Steril
- Låg fyllnadsvolym, 0,16 ml
- Max 1 bar
- Skyddad mot kontaminering genom säkerhetslocket
- Finns med mikrokanyl för små flaskor och volyme
- Ergonomiskt utformad
- Enkelt att penetrera membran tack vare skarp spets.

Produktbeskrivning

- Icke toxisk, pyrogen fri
- För blandning och överföring av sterila vätskor/pulver i ett slutet system

Standarder

- EN ISO 13485
- CE 0123
- Klass: Is

Råmaterial

Överföringsspike: Acrylonitrile butadiene styrene copolymer
Skyddshöljet: Polyethylene (PE)

Förpackningsmaterial

Medical grade papper
Genomskinlig blister förpackning
PE/PA



Steriliseringmetod:

Etylenoxid (EO)



Hållbarhet 5 år



Artikel-nummer	Namn	Aerosol filter (0,1 µm)	Partikel filter (5 µm)	Spike	Ventil	Avd. förpackning	Transport förpackning
772645	KD-SPIKE II Bakterie	X	-	Plast	-	50 st	1000 st
772652	KD-SPIKE II Bakterie/Partikel	X	X	Plast	-	50 st	1000 st
772843	KD-SPIKE II Bakterie/ventil	X	-	plast	x	50 st	1000 st
772683	KD-SPIKE II Chemo/partikel	X	X	Plast	-	50 st	1000 st
772874	KD-SPIKE II Chemo	X	-	Plast	-	50 st	1000 st
772836	KD-SPIKE II Chemo/partikel/ventil	X	X	Plast	X	50 st	1000 st
772706	KD-SPIKE II Chemo/microspike/partikel	X	X	Metal	-	50 st	1000 st

KD-FINE SÄKERHETSKANYL

KDM har ett unikt sortiment av säkerhetskanyler för att säkerställa att användaren har möjlighet att använda den kanyl som passar bäst för situationen och patienten. De är skarpslipade för att orsaka minsta möjliga smärta. Säkerhetskanyler med en längd av 50mm har också tagits fram speciellt för den Nordiska marknaden.

Egenskaper

- Finns med lång och kort slipning.
- Luer-lock
- Steril
- Tydligt klickljud vid aktivering.
- Kan inte återanvändas efter låsning.
- Nordiska storlekar (50 mm)
- Stort sortiment

Produktbeskrivning

- Enångskanyl, icke-toxisk, pyrogenfri.
- Mycket skarp slipning.
- Slipnings metod: slipvals, delvis användning av elektrolysning och sandblåsning.
- Till punktion av hud, muskelvävnad och vener för att utföra injektion av läkemedel.
- Storlekar finns för att blanda läkemedel (uppdagningskanyler)
- Har luer-lock koppling.
- Skyddar mot stickskador efter aktivering av säkerhetsskyddet.

Standarder

- EN ISO 13485
- EN 20594
- ISO 7864
- CE 0123
- EN ISO 6009
- EN ISO 1707
- Klass IIa

Råmaterial

Kanyl: rostfritt stål
Hub: polypropylen
Lim: epoxy
Skyddshättan: Polypropylen
Smörjmedel: silikonolja

Förpackningsmaterial

Medical grade papper
Genomskinlig blisterförpackning.
PE/PA



Steriliseringmetod:

Etylenoxid (EO)



Hållbarhet 5 år



Artikelnummer	Storlek inch	Storlek mm	Slipning
912393	18 G x 1"	1,20 x 25	short - SB/BC
911495	18 G x 1 1/2"	1,20 x 40	short - SB/BC
911501	18 G x 1 1/2"	1,20 x 40	long - LB/BL
911518	18 G x 2"	1,20 x 50	short - SB/BC
911525	19 G x 1"	1,10 x 25	short - SB/BC
911532	19 G x 1 1/4"	1,10 x 30	short - SB/BC
911549	19 G x 1 1/2"	1,1 x 40	short - SB/BC
911556	19 G x 1 1/2"	1,1 x 40	long - LB/BL
911563	19 G x 2"	1,10 x 50	short - SB/BC

Artikelnummer	Storlek inch	Storlek mm	Slipning
911570	20 G x 1"	0,90 x 25	long - LB/BL
911587	20 G x 1 1/2"	0,90 x 40	long - LB/BL
911594	20 G x 2"	0,90 x 50	long - LB/BL
911600	21 G x 5/8"	0,80 x 16	long - LB/BL
911617	21 G x 7/8"	0,80 x 22	long - LB/BL
911624	21 G x 1"	0,80 x 25	long - LB/BL
911631	21 G x 1 1/2"	0,80 x 40	long - LB/BL
911648	21 G x 2"	0,80 x 50	long - LB/BL
911655	22 G x 5/8"	0,70 x 16	long - LB/BL
911662	22 G x 1"	0,70 x 25	long - LB/BL
911679	22 G x 1 1/4"	0,70 x 30	long - LB/BL
911686	22 G x 1 1/2"	0,70 x 40	long - LB/BL
911693	22 G x 2"	0,70 x 50	long - LB/BL
912430	23 G x 5/8"	0,60 x 16	long - LB/BL
911709	23 G x 1"	0,60 x 25	long - LB/BL
911716	23 G x 1 1/4"	0,60 x 30	long - LB/BL
911723	23 G x 1 1/2"	0,60 x 40	long - LB/BL
911730	24 G x 1"	0,55 x 25	long - LB/BL
911747	25 G x 5/8"	0,50 x 16	long - LB/BL
911754	25 G x 3/4"	0,50 x 19	long - LB/BL
911761	25 G x 1"	0,50 x 25	long - LB/BL
911778	25 G x 1 1/2"	0,50 x 40	long - LB/BL
911785	26 G x 3/8"	0,45 x 10	long - LB/BL
911792	26 G x 1/2"	0,45 x 12	long - LB/BL
911808	26 G x 1/2"	0,45 x 13	long - LB/BL
911815	26 G x 5/8"	0,45 x 16	long - LB/BL
911822	26 G x 7/8"	0,45 x 22	long - LB/BL
911839	26 G x 1"	0,45 x 25	long - LB/BL
911846	27 G x 1/2"	0,40 x 12	long - LB/BL
911853	27 G x 1/2"	0,40 x 13	long - LB/BL
912454	27 G x 5/8"	0,40 x 16	long - LB/BL
911860	27 G x 3/4"	0,40 x 18	long - LB/BL
911877	27 G x 4/5"	0,40 x 20	long - LB/BL
911884	27 G x 1"	0,40 x 25	long - LB/BL
911891	27 G x 1 1/2"	0,40 x 40	long - LB/BL
912478	28 G x 1/2"	0,36 x 12	long - LB/BL
911907	29 G x 1/2"	0,33 x 12	long - LB/BL
911914	30 G x 1/2"	0,29 x 12	long - LB/BL

Avd. förpackning: 100 stk

Transport förpackning: 800 stk

KD-JECT III Injektionssprutor

Steril genomskinlig 3-komponent spruta med syntetisk packning. De blisterförpackade KD-Ject III sprutorna är Etylenoxid steriliserade. Sprutorna är latex och PVC-fria. De har goda och jämna glidegenskaper.

Egenskaper

- Tydlig text
- Silikoniserad för bästa glidegenskaper
- Stora vingar för bra grepp.
- Kolvstopp som hindrar att kolven åker ut.

Luer Slip

Artikelnummer	Storlek	Avd. förpackning	Transportkartong
870648	1 ml luer slip centrisk	100	1600
831854	2 ml luer slip centrisk	100	3200
831861	3 ml luer slip centrisk	100	3200
831878	5 ml luer slip centrisk	100	2400
831885	10 ml luer slip excentrisk	100	1500
831892	20 ml luer slip excentrisk	100	900
870686	30 ml luer slip excentrisk	50	600
870662	50 ml luer slip excentrisk	30	360



Luer Lock

Art.nummer	Storlek	Avd. förpackning	Transportkartong
870785	1 ml luer lock	100	1000
831908	2 ml luer lock	100	3200
831915	3 ml luer lock	100	3200
831922	5 ml luer lock	100	2400
831939	10 ml luer lock	100	1500
831946	20 ml luer lock	100	900
870761	30 ml luer lock	50	600
865613	50 ml luer lock	30	360
870945	50 luer lock opak	30	360
870921	100 luer lock	25	50



Sår/Spolsprutor

Artikkelnummer	Storlek	Avd förpackning	Transportkartong
832059	50 ml kateterspets	30	360
832073	100ml kateterspets	25	50

Råmaterial

Kolv och hylsa: polypropylen
Packningen: Syntetiskt gummi (latex fri)
Smörjmedel: Silikonolja

Förpackningsmaterial

Medical grade paper
Genomskinlig blisterförpackning
PE/PA

Steriliseringmetod:

Etylenoxid (EO)

Hållbarhet: 5 år

Medical device directive:

93/94/EEC Klass II

Standarder:

EN1707, ISO 7886, EN 20594

KD-FINE INJEKTIONSKANYLER

Steril silikonbelagd kanyl i rostfritt stål för engångsbruk. De blisterförpackade KD-FINE injektionskanylerna är färgkodade och etylenoxid steriliserade. De största kanylerna (16–19G) passar bäst till uppdragning, mellanstora (20–23G) kanyler till muskel och veninjektioner. De minsta kanylerna (24–30G) passar bäst till subcutana injektioner. Kanylerna är latexfria.



Råmaterial

Kanyl: rostfritt stål
Hub: polypropylen
Lim: epoxy
Skyddshättan: Polypropylen
Smörjmedel: silikonolja

Förpackningsmaterial

Medical grade papper
Genomskinlig blisterförpackning.
PE/PA

Standarder

EN 7864
EN 20594
EN 1707
EN 6009

2 Steriliseringssmetod:
Etylenoxid (EO)



Hållbarhet 5 år

Artikelnummer	Storlek	Storlek mm	Färg
900406	14 G x 3 1/5	2,1 x 80 mm	Ljus grön
900437	16 G x 1 1/2	1,60 x 40 mm	Transparent
900062	18 G x 1 1/2	1,20 x 40 mm	Rosa
900444	18 G x 2	1,20 x 50 mm	Rosa
900109	19 G x 1 1/2	1,10 x 40 mm	Ljus gul
900130	20 G x 1 1/2	0,90 x 40 mm	Mörk gul
900192	21 G x 1 1/2	0,80 x 40 mm	Grön
900536	21 G x 2	0,80 x 50 mm	Grön
900543	21 G x 3 1/5	0,8 x 80 mm	Grön
900581	22 G x 1 1/4	0,70 x 30 mm	Mörk grå
900260	22 G x 1 1/2	0,70 x 40 mm	Mörk grå
900598	22 G x 2	0,70 x 50 mm	Mörk grå
900284	23 G x 1	0,60 x 25 mm	Blå
900291	23 G x 1 1/4	0,60 x 30 mm	Blå
900604	23 G x 1 1/2	0,60 x 40 mm	Blå
900611	23 G x 2 2/5	0,60 x 60 mm	Blå
900635	24 G x 1	0,55 x 25 mm	Lila
900345	25 G x 5/8	0,50 x 16 mm	Orange
900642	25 G x 1	0,50 x 25 mm	Orange
900383	26 G x 1/2	0,45 x 12 mm	Brun
900673	26 G x 5/8	0,45 x 16 mm	Brun
900703	27 G x 1/2	0,40 x 12 mm	Grå
900710	27 G x 3/4	0,40 x 18 mm	Grå
904404	27 G x 1 1/2	0,4 x 40 mm	Grå
900741	29 G x 1/2	0,33 x 12 mm	Röd
900758	30 G x 1/2	0,29 x 12 mm	Mörk gul

Fler storlekar på begäran.

Avd. förpackning: 100 stk

Transport förpackning: 5000 stk



OneMed Sverige AB
Box 8255, Fagerstag. 18A, SE-163 08 SPÅNGA
Telefon 0770-111 115
kundservice@onemed.com
www.onemed.se

ONEMED

© OneMed Group 5/2015 Rev 1.