

Käyttöhyödyt

Käyttövalmis punktiosetti virtsateiden katetrointiin

- Katetri on valmiina troakaaren sisässä, näin voidaan välttää pistotapaturmia ja säästää aikaa
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ohut ja terävä troakaari
 - 3-osainen asetinsiipi
- Laaja valikoima erilaisia katetreja
 - Silikoniset katetrit integroidulla ballongilla
 - Polyuretaanista valmistetut saporokärkiset katetrit
- Kärjestä avoimien katetrien vaihtaminen on helpompaa ohjainvaijerin avulla



Vaihtosetti

- Silikonikatetrit integroidulla ballongilla
- Laaja valikoima eri kokoisia katetreja ja erilaisia settejä


Käyttöohje



1. Katetri on valmiina troakaaren sisällä. Pidä kanyylin / troakaaren suojus paikallaan.



2. Vedä katetria sisään kunnes sen kärki on troakaaren kärjen tasolla.



3. Poista troakaaren suojus ja aloita punktio.

Tilaustiedot

Punktioasetit ballongisella katetrilla



Katetri	Katetrin materiaali	Kanyylin pituus	Kanyylin halkaisija	Katetrin koko	Katetrin pituus	Kpl/myyntierä *	Tuotenumero
Integroitu ballonki suora kärki Käyttövalmis	Silikoni	12 cm	5,4 mm	□ CH12	44 cm	1	4450200
		12 cm	5,4 mm	■ CH14			4450220

Jokainen setti sisältää: yksi halkaistu kanyyli, suojus, troakaareen valmiiksi aseteltu katetri, katetrin pysäytin.

* 1 laatikko sisältää 10 kpl, pienin myyntierä 1 kpl

Punktioasetit saparokärkisellä katetrilla lyhytaikaiseen käyttöön



Katetri	Katetrin materiaali	Kanyylin pituus	Kanyylin halkaisija	Katetrin koko	Katetrin pituus	Kpl/myyntierä *	Tuotenumero
Ekosetti (ei pussia) Käyttövalmis	Polyuretaani	8 cm	3,4 mm	■ CH10	65 cm	1	4450100
		12 cm	3,4 mm	■ CH10			4450120
		12 cm	5,4 mm	■ CH15			4450130

Jokainen setti sisältää: halkaistu kanyyli, suojus, troakaareen valmiiksi aseteltu katetri.

* 1 laatikko sisältää 10 kpl, pienin myyntierä 1 kpl

Punktioasetit saparokärkisellä katetrilla lapsille ja keskosille




Katetri	Katetrin materiaali	Kanyylin pituus	Kanyylin halkaisija	Katetrin koko	Katetrin pituus	Kpl/myyntierä *	Tuotenumero
Paediatric kokonainen setti 2 L virtsankeräysspussilla Käyttövalmis	Polyuretaani	5 cm	3,4 mm	■ CH10	50 cm	1	4450180
Minipaed setti	Polyuretaani	5 cm	2,2 mm	□ CH5	50 cm	1	4441036

Jokainen setti sisältää: halkaistu kanyyli, suojus, katetri, Paediatric -setti + virtsankeräysspussi. Minipaed -setti + katetrinyhdistäjä.

* 1 laatikko sisältää 10 kpl, pienin myyntierä 1 kpl

Vaihto- ja dilaatioasetit ballongilla ja ohjainvaijerilla



Katetri	Katetrin materiaali	Katetrin koko	Katetrin pituus	Kpl/myyntierä *	Tuotenumero
Ballonki suora kärki	Silikoni	■ CH10	44 cm	1	4450010
		□ CH12			4450012
		■ CH14			4450014
		■ CH16			4450016

* 1 laatikko sisältää 5 kpl, pienin myyntierä 1 kpl