

BD™ Sharps Container, Behållare för stickande/ skärande riskavfall



Storlek 1,5 liter, 3 liter, 5 liter och 7 liter

- Lock designat för en enkel förslutning (temporär och slutlig)
- Försedd med hantag för säker förflyttning/transport
- Burkarna är designade för att stå stadigare
- Utformad för att ta minsta möjliga plats vid lagring såväl före som efter användning
- Lock är försett med kanylavskiljare

Alla storlekar

- Öppningen är designad för att undvika att deponerat material åker ut om behållare välter
- Uppfyller olika standards enligt nedan samt appendix 2
- Tydlig märkning
- Hållare/fästen finns anpassade till de olika burkarna för att användas på bord, vägg eller medicinvagn enligt uppgifter på separat produktblad



BD™ Sharps behållare

Beskrivning	Storlek liter	Uppfyller standards	Trpt.förp.	Art.nr.
Fickformat	0,45	UN/BSI/NF	100	302434
Kvadratisk, stapelbar	0,87	NF	50	367202
Rund, stapelbar	1,5	UN/BSI/NF	40	305624
Rund, stapelbar	3	UN/BSI/NF	25	305625
Rektangulär, stapelbar	5	UN/BSI/NF	20	305626
Rektangulär, stapelbar	7	UN/BSI/NF	16	305627
Rektangulär, stapelbar	22,7	BSI	12	300479

Materialinnehåll

Polypropylen

Förpackningsmaterial

Wellpapp

Icke CE-märkt – innefattas ej av
MDD 93/42/EEC

Innehåller ej PVC, eftalater eller latex



Helping all people
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems
Box 47204
100 74 STOCKHOLM
Tel: 08 - 77 55 100
www.bd.com