

BD Vacutainer® hållare och adaptrar



BD Vacutainer® engångshållare finns i tre olika utföranden:

The BD Vacutainer® Direct Draw Adapter


- en engångshållare med förmonterad adapter
- används för överföring av blod från artärkateter, med en luer fattning till Vacutainer™ -rör eller blododlingsflaska

The BD Vacutainer® Blood Transfer Device

- engångshållare med Luer-adapter som är förmonterad och lätt att använda
- adapter till blodöverföring från spruta till Vacutainer™ -rör eller blododlingsflaska
- röd föslutning

The BD Vacutainer® Luer Lok™ Access Device

- en engångshållare med förmonterad adapter och säker förslutning
- kompatibel med luer adapter eller intravenösa portar
- blå förslutning



1. 364896
2. 364902
3. 364810
4. 364815
5. 364597

Alla hållare har följande fördelar:

- individuellt förpackade och sterila för användning när sterila hållare behövs
- säkra eftersom provtagaren arbetar med ett slutet system, vilket minskar risken för blodkontamination vid överföringar
- engångsprodukter minskar risken för patientkontaminering
- BD Vacutainer® engångshållare är kompatibla med BD BACTEC™ blododlingsflaskor

BD art nr	Beskrivning	Färg	Avd./Transp. förp.
-----------	-------------	------	--------------------

BD Vacutainer® engångshållare och pediatrik adapter

364815	Engångshållare	Genomskinlig	250/1000
364597	Pediatrik röradapter	Genomskinlig	10/100

BD Vacutainer® engångshållare med monterad adapter

364810	Blood Transfer Device (med Hon-Luer-Adapter)	Genomskinlig röd	50/200
364896	Direct Draw Adapter (med Han-Luer-Adapter)	Genomskinlig gul	50/200
364902	Luer Lok™ Access Device	Genomskinlig blå	50/200

Kontakta oss gärna för att få kopior av BD:s kliniska studier på BD Vacutainer® hållare och adaptrar

