


PRODUKTINFORMATION	
VARUMÄRKE:	TRANSDUCER INTERFACE CABLES
BENÄMNING:	KABEL TILL ÖVERVAKNINGSSYSTEM
TILLVERKARE:	PHILIPS
PRODUKTKOD:	684267, PH2C12, PH3C12
MATERIALINNEHÅLL:	POLYVINYLCHLORIDE, KOPPAR, ABS, SILIKONE
CE-MÄRKNING:	JA.
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:	KABEL TILL ÖVERVAKNINGSSYSTEM

**YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION:**

ARTIKELNUMMER LEVERANTÖR	BESKRIVNING	TILLVERKNINGS- LAND	FÖRPACKNINGS- STORLEK
684267	KABEL 1-SIGNAL, LÄNGD 3,6M	KINA	1
PH2C12	KABEL 2-SIGNALS, LÄNGD 4M	FRANKRIKE	1
PH3C12	KABEL 3-SIGNALS, LÄNGD 4M	FRANKRIKE	1

Telefon: 020 792445

Fax: 020 792851



Meritrans DTXPlus® Gabarith™-Tested Disposable Transducer Sets

Sterile, single use



DISPOSABLE TRANSDUCER SETS FOR THE INVASIVE MONITORING OF HAEMODYNAMIC PRESSURE

PRODUCT CODE	NO. OF DISPOSABLE TRANSDUCERS	FLUSH/FLOW RATE mL/HR	TOTAL PRESSURE LINE LENGTH	PRESSURE LINE(S) COLOUR	ADDITIONAL INFORMATION	BOX/CASE CONTENT (UNITS)	
682001	1		3	150cm	Clear	With R.O.S.E.	5/50
682002	1		3	150cm	Clear		5/50
682004/689006*	1		3	150cm	Red		5/50
682005	1		3	150cm	Blue	With R.O.S.E.	5/50
682006/689007*	1		3	150cm	Blue		5/50
682008	1		3	150cm	Yellow	Add-on set to set no. 682037, -38, -55	5/50
682009	1		3	175cm	Red	With R.O.S.E.	5/20
682010	1		3	175cm	Red		5/50
682011	1		3	25cm	Clear	Velcro strap for arm mount	5/50
682017	1		3	150cm	Clear	With non-shunting stopcock and extension set	5/25
682022	1		30	160cm small bore	Clear	For use with infusion pump	5/50
682025	1		30	35cm small bore	Clear	For use with infusion pump	5/50
682030	2		3	150/150cm	Red/Blue	With R.O.S.E. on blue line	5/25
682032	2		3	150/150cm	Red/Blue		5/25
682037	2		3	150/150cm	Red/Blue	With 3rd IV line for add-on set	5/25
682041	2		3	150/150cm	Blue/Yellow		5/25
682046	3		3	150/150/150cm	Red/Blue/Yellow		5/25

PRODUCT DESCRIPTION

- All sets have been verified by the unique Gabarith™ accuracy test
- A range of Single, Double and Triple Disposable Transducer Sets
- Safedraw® and Safedraw®-P closed loop arterial blood sampling system options available (please refer to next section)
- R.O.S.E.* (Resonance OverShoot Eliminator) included in selected sets

- Adult pressure sets include rotating male luer making it easier for the catheter connection

* DEHP-free Pressure Set

How Gabarith™ Sets can benefit you

- Unique Gabarith testing of sets, the total chain concept is designed for improved accuracy
- Merit sampling and zeroing stopcocks with on/off snap for confirmation of stopcock positioning
- Designed straight fluid pathway minimises the risk of air entrapment and the potential of subsequent damping of signal
- Robust monitor connection minimises water penetration and offers back pressure calibration facility
- Unique Easy Vent® zeroing deadender minimises the risk of touch contamination
- Transducer set configurations covering neonatal to adult pressure monitoring requirements

PRODUKTINFORMATION	
VARUMÄRKE:	PRESSURE ACCESSORIES
BENÄMNING:	HÅLLARE FÖR TRYCKPLATTA
TILLVERKARE:	MERIT MEDICAL
TILLVERKNINGSLAND:	SINGAPORE
PRODUKTKOD:	682275, 12024002
MATERIALINNEHÅLL:	ABS – ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE, NYLON
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:	HÅLLARE FÖR TRYCKPLATTA, FLERGÅNGS

**YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION:**

ARTIKELNUMMER LEVERANTÖR	BESKRIVNING	FÖRPACKNINGS- STORLEK
682275	HÅLLARE FÖR TRYCKPLATTA	5
12024002	HÅLLARE FÖR TRYCKPLATTA	1

Telefon: 020 792445

Fax: 020 792851

PRODUKTINFORMATION	
VARUMÄRKE:	SAFEDRAW™-P
BENÄMNING:	DTX PMSET Safedraw™-P
TILLVERKARE:	MERIT MEDICAL
TILLVERKNINGSLAND:	SINGAPORE
PRODUKTKOD:	688457, 688408, 688416, 688410, 688457, 689710, 688600, 688572
FÖRPACKNINGSTORLEK:	5 STYCK
MATERIALINNEHÅLL:	POLYKARBONAT, POLYPROPEN, POLYVINYLKLORID, POLYETEN, SILIKONGUMMI, ROSTFRITT STÅL, POLYTETRAFLUORETEN
PVC:	JA. MJUKGÖRARE: DOTP/ DINCH/TOTM
DEHP:	NEJ
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:	TRYCKMÄTNINGSSET VUXEN


YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION:

PRODUKT #	BESKRIVNING
688457	PMSET 1DT-XX 1Safedraw™-P, 1-LINJE 130+90 CM
688408	PMSET 1DT-XX 1 Safedraw™-P Gabarith, 1-LINJE 125+15 CM
688416	PMSET 2DT-XX 2 Safedraw™ P Gabarith, 2-LINJE 125+25 CM / 155+30 CM
688410	PMSET 1DT-XX 1 Safedraw™-P Gabarith, 1-LINJE 185+30 CM
689710	PMSET 2DT-XX 2 Safedraw™ P, 2-LINJE 120+25 CM / 125+15 CM
688600	PMSET 1DT-XX 1Safedraw™-P, 1-LINJE 155+5 CM
688572	PMSET 2DT-XX 2 Safedraw™ P, 2-LINJE 180+25 CM / 140+90 CM