

BD DTX Plus™ – BD Gabarith™ testade Tryckmätningssset



- Testade enligt BD Gabarith™ metoden, där hela mätlinjen mellan patient och monitor värderas
- Stort sortiment av singel-, dubbel- och trippelset, såväl för barn som vuxna
- Integrerad R.O.S.E (Resonance OverShoot Eliminator) i vissa set, för eliminering av översvängningar
- Easy Vent propp på luftningskranen, för minskad kontaminationsrisk
- Roterande Male luerfattning vid kopplingen mot patient (vuxenset)
- Rak, jämn flödesväg minskar risken för luftfickor och dämpning av trycksignalen



Tryckmätningssset

Antal Tryckgivare	Flöde (ml/tim)	Total längd (cm)	Färg Tryckslang(ar)	Övrig information	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
1	3	150	Transparent	Med R.O.S.E.	5/50	682001
1	3	150	Transparent		5/50	682002
1	3	150	Röd		5/50	682004
1	3	150	Blå	Med R.O.S.E.	5/50	682005
1	3	150	Blå		5/50	682006
1	3	150	Gul	Kopplas till art.nr. 682037, -38, -55	5/50	682008
1	3	175	Röd	Med R.O.S.E.	5/20	682009
1	3	175	Röd		5/50	682010
1	3	25	Transparent	Kardborrband för montering på arm	5/50	682011
1	3	150	Blå	Med Connecta™ MultiFlo 5-vägs infusionskoppling	5/50	682013
1	3	150	Transparent	Med "non-shunting" kran och förlängningsslang	5/25	682017
1	30	160 pediatrik	Transparent	För användning med infusionspump	5/50	682022
1	30	35 pediatrik	Transparent	För användning med infusionspump	5/50	682025
2	3	150/150	Röd/Blå	Med R.O.S.E. på den blå linjen	5/25	682030
2	3	150/150	Röd/Blå		5/25	682032
2	3	150/150	Röd/Blå	Med en 3:e IV linje för ytterligare anslutning av tryckgivare	5/25	682037
2	3	150/150	Blå/Gul		5/25	682041
3	3	150/150/150	Röd/Blå/Gul		5/25	682046

Tillbehör, osterila

Modell	Beskrivning	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
TBG	Platta för tryckgivare (upp till 4 st)	10/100	682093
TMM	"Snap-On TMM cable Organiser" - hållare till TBG platta	5/50	682274
TMM/TBG	"Snap-On TMM Cable Organiser" - hållare och TBG platta	5/50	682275
XCaliber™	Tryckgivar-mätinstrument för kalibrering av monitor	1	684002
Cable Checker	Elektriskt mätinstrument för kontroll av interfacekablar	1	684003

Förutom ovan beskrivna tryckmätningssset kan BD också tillhandahålla en mängd kundspecifika, ej Gabarith™ testade set. Kontakta BD för ytterligare information.

Materialinnehåll

Kontakta BD för information



Steriliseringmetod
Etylenoxid



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/MDD (Tryckmätningssset Klass IIa Tillbehör, osterila Klass I)



Helping all people live healthy lives

BD Medical Surgical Systems
Box 47204
100 74 STOCKHOLM
Tel: 08 - 77 55 100
www.bd.com