


PRODUCTO/PRODUCT	
DI-XXX*(1)	
Alargadera de infusión. <i>Infusion extension line.</i>	

N.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	CÓDIGO/CODE	UN.
1	Tapón blanco/White cap ABS	PF0949B	01
2	L.Lock hembra/Female L.Lock	559481NDL	01
3	L.L macho con cápsula/Male L.L with cap	4245	01
4	Tubo/Tube-NON DOP	*(2)	01

ESPECIFICACIONES/SPECIFICATIONS				
*(1) Código/ Code	Longitud/ Length	*(2) Cód. tubo/ Code tube	*(3) Env. uni./ Unit. pack.	*(4) Caja/ Box
DI-10	3x4,1x100mm	TNDG14	A	032
DI-50	3x4,1x500mm	TNDG45	A	032
DI-100	3x4,1x1000mm	TNDG06	B	038
DI-150	3x4,1x1500mm	TNDG01	B	038
DI-200	3x4,1x2000mm	TNDG04	C	055
DI-300	3x4,1x3000mm	TNDG17	C	038*(5)
Otras longitudes disponibles/Other dimensions available				
*(5) 100 unidades por caja (25x4)				
*(3) Envase unitario/Unitary packaging:				
(A) Bolsa/Bag: EUP04-ES-ET-033 - 0BM-100210-9504				
(B) Bolsa/Bag: EUP04-ES-ET-033 - 0BM-133210-9506				
(C) Bolsa/Bag: EUP04-ES-ET-033 - 0BM-133250-9524				
Bolsa/Bag PE 32x40 - 010232401200				
*(4) Empaquetado/Packaging:				
390x390x210mm - 032P				
390x390x254mm - 038P				
390x390x360mm - 055P				
Disolvente/Solvent: Ciclohexanona				
PRODUCTO SIN LATEX/LATEX FREE PRODUCT				
PRODUCTO SIN DEHP/DEHP FREE PRODUCT				



¡ATENCIÓN!
Las dimensiones de los tubos no están a escala.

WARNING!
The dimensions of the tubes are not cut-length.

REVISIÓN
REVISION: 07

20-07-2016

Propiedad de SENDAL, S.L.U. Prohibida la copia o reproducción de este documento sin autorización escrita, por imperativo legal.

Property of SENDAL, S.L.U. This document must not be copied without written permission. Controvention will be prosecuted.

PREPARADO/PREPARED: Engineering

APROBADO/APROVED: Quality