

Cederroth första hjälpen låda med transparent lock



Produktinformation:

Cederroth Första Hjälpen-lådor är välutrustade och avsedda att alltid finnas på plats, redo att använda.

Produktfördelar

- Välutrustade
- Transparent lock
- Robusta

Cederroths Stora Första Hjälpen-låda med transparent lock är en rejäl och välutrustad Första Hjälpen-låda med handtag. Det transparenta locket gör att produkterna är överskådliga och det är enkelt att se när det är dags för påfyllning. Lådan är tillverkad av kraftig hårdplast som tål stötar och som skyddar utrustningen från damm, smuts och fukt även i hårt utsatta miljöer.

Kan placeras på väggen med Cederroth Vägghållare.

Innehåll

- 4 Cederroth 4-in-1 Blodstoppare (REF1910)
- 4 Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare (REF1911)
- 10 Savett Sårvtvättare (REF1880)
- 20 st Salvequick Plåster (REF1880)
- 1 Cederroth Skyddspaket (REF2596)
- 2 Kylpåsar (REF2194)
- 1 Nätförband (REF1893)
- 2 Räddningsfiltar (REF1892)
- 2 Elastiska bindor(REF1882)
- Sax och pincett (REF1880)
- Första Hjälpen-instruktion

Mått: B 40 x H 28 x D 8,5 cm