


## Curan hydrofilbehandlade katetrar – för självkateterisering av tappningskateter. DEHP-fri.

Curan hydrofilbehandlade katetrar är försedd med hydrofil beläggning och fri från den aggressiva mjukgöraren DEHP. De är sterilpackade individuellt, för engångsbruk. Katetern är försedd med polerade kateterögon vilket gör insättningen riskfri och förebygger irritation. Den manliga katetern är utrustade med vårt unika Blue Grip®; ett genialiskt handtag som hjälper användaren att föra in katetern på ett hygieniskt vis utan att behöva vidröra katetern med händerna. Det är mycket mer lättanvänt, mer hygieniskt och minskar avsevärt risken för infektioner.



De främsta fördelarna:

- Fri från den aggressiva mjukgöraren DEHP
- Försedd med polerade kateterögon som förebygger irritation vid insättning
- Hydrofilbelagda (aktiveras efter 25 sekunder)
- Lätt och hygienisk insättning (mindre risk för infektion) med unika Blue Grip® insättningsinstrumentet på den manliga versionen

Katetrar för kvinnliga användare är 15 cm långa och finns i följande storlekar:

Artikelnummer	Storlek	Antal/fp	Färgkod
HF 8 hydrofilbelagd rak tip	Ch 8	30	Blå
HF 10 hydrofilbelagd rak tip	Ch 10	30	Svart
HF 12 hydrofilbelagd rak tip	Ch 12	30	Vit
HF 14 hydrofilbelagd rak tip	Ch 14	30	Grön
HF 16 hydrofilbelagd rak tip	Ch 16	30	Orange
HF 18 hydrofilbelagd rak tip	Ch 18	30	Röd

Katetrar för manliga användare, inklusive vårt unika Blue Grip®, är 40 cm långa och finns i följande storlekar:

Artikelnummer	Storlek	Antal/fp	Färgkod
HM 8 hydrofilbelagd rak tip	Ch 8	30	Blå
HM 10 hydrofilbelagd rak tip	Ch 10	30	Svart
HM 12 hydrofilbelagd rak tip	Ch 12	30	Vit
HM 12C hydrofilbelagd Tiemann tip	Ch 12	30	Vit
HM 14 hydrofilbelagd rak tip	Ch 14	30	Grön
HM 14C hydrofilbelagd Tiemann tip	Ch 14	30	Grön
HM 16 hydrofilbelagd rak tip	Ch 16	30	Orange
HM 18 hydrofilbelagd rak tip	Ch 18	30	Röd