

evercare® Silicone Foam Dressing Non-Border, steriili

REF: ESF050050N, ESF100100N, ESF125125N, ESF150150N, ESF200100N, ESF200130NH, ESF200200N

evercare® Silicone Foam Dressing Non-Borderilla on kolmikerroksinen rakenne, joka koostuu pehmeästä silikonisidoksesta, imukykyisestä polyuretaanivaahtokerroksesta ja puoliläpäisevästä ja vedenpitävästä polyuretaanikalvokerroksesta. evercare® Silicone Foam Dressing Non-Border imee eritettä, ylläpitää kosteaa haavan paranemisympäristöä ja minimoi riskin maseraatiolle. evercare® Silicone Foam Dressing Non-Border on tarkoitettu laajalle valikoimalle erittäviä haavoja, kuten painehaavoille, jalkojen ja jalkaterien haavoille, traumahaavoille ja ihon repeämille.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Imee eritettä
- ▶ Ylläpitää optimaalista, kosteaa haavan paranemisympäristöä
- ▶ Edistyksellinen 3-kerroksinen rakenne
- ▶ Helppo asettaa ja poistaa



Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
ESF050050N	Silicone Foam Dressing Non-Border, steriili, Beige	5x5 cm	10 / 400
ESF100100N	Silicone Foam Dressing Non-Border, steriili, Beige	10x10 cm	10 / 200
ESF125125N	Silicone Foam Dressing Non-Border, steriili, Beige	12,5x12,5 cm	10 / 200
ESF150150N	Silicone Foam Dressing Non-Border, steriili, Beige	15x15 cm	10 / 200
ESF200100N	Silicone Foam Dressing Non-Border, steriili, Beige	20x10 cm	10 / 100
ESF200130NH	Silicone Foam Dressing Non-Border, steriili, Beige	20x13 cm	10 / 100
ESF200200N	Silicone Foam Dressing Non-Border, steriili, Beige	20x20 cm	10 / 100

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkinälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset. EO-sterilointi ISO 11135 -vaatimusten mukaisesti.



REACH-asetus:	Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.
Biologinen arviointi:	EN ISO 10993-01 EN ISO 10993-7 EN ISO 10993-5 EN ISO 10993-10 EN ISO 10993-11
Lakisääteiset vaatimukset:	Lääkinnällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745, MDR Class IIb
Tuotestandardien vaatimukset:	EN 13726-2, EN ISO 11135, EN ISO 11737-1
Laatustandardit:	EN ISO 13485
Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:	EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Uloin kalvokerros	polyuretaani
Vahtokerros	polyuretaani
Haavan kontaktikerros	Lääketieteellinen silikonigeeli
Irroitettava taustakalvo	Polyeteeni

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
	Älä käytä, mikäli pakkaus on vahingoittunut
	Älä käytä tätä tuotetta hapettavien aineiden, kuten vetyperoksidin tai hypokloriittiliuosten kanssa.
	Tässä ohjeessa ei ole saatavilla olevia tietoja, jotka tukevat tämän sidoksen käyttöä herkissä väestöryhmissä, kuten vauvoilla, lapsilla, raskaana olevilla tai imettävillä naisilla, ja tällaisen tiedon puuttuessa sidosta tulisi käyttää varoen klinikon suosituksen mukaisesti.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa tilassa 5 - 40 °C. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	3 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	Lääkinnällisen laadun paperi, PP/PE kalvo	ESF050050N: 115 x 95 ESF100100N: 160 x 145 ESF125125N: 185 x 170 ESF150150N: 210 x 195 ESF200100N: 260 x 145 ESF200130NH: 260 x 175 ESF200200N: 260 x 245
Rasia	Kartonki, TCF tai ECF laatu	ESF050050N: 95 x 50 x 118 ESF100100N: 146 x 60 x 16 ESF125125N: 171 x 60 x 188 ESF150150N: 196 x 60 x 213 ESF200100N: 146 x 60 x 263 ESF200130NH: 176 x 60 x 263 ESF200200N: 246 x 60 x 263
Kuljetuspakkaus	TCF tai ECF laatu, Kartonki	ESF050050N: 404 x 256 x 326 ESF100100N: 346 x 312 x 326 ESF125125N: 396 x 362 x 326 ESF150150N: 446 x 412 x 326 ESF200100N: 283 x 312 x 326 ESF200130NH: 372 x 312 x 326 ESF200200N: 512 x 283 x 326
Pakkausteippi	Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
ESF050050N	06940610131722	06940610131739	06940610131746
ESF100100N	06940610131364	06940610131371	06940610131388
ESF125125N	06940610137694	06940610137700	06940610137717
ESF150150N	06940610131548	06940610131555	06940610131562
ESF200100N	06940610131425	06940610131432	06940610131449
ESF200130NH	06940610131517	06940610131524	06940610131531
ESF200200N	06940610131630	06940610131647	06940610131654

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.