

KD-FINE INJEKTIONSKANYLER

Steril silikonbelagd kanyl i rostfritt stål för engångsbruk. De blisterförpackade KD-FINE injektionskanylerna är färgkodade och etylenoxid steriliserade. De största kanylerna (16–19G) passar bäst till uppdragning, mellanstora (20–23G) kanyler till muskel och veninjektioner. De minsta kanylerna (24–30G) passar bäst till subcutana injektioner. Kanylerna är latexfria.




16–19G 20–21G 22G 23G 24–25G 26–27G 29–30G


Råmaterial

Kanyl: rostfritt stål
Hub: polypropylen
Lim: epoxy
Skyddshättan: Polypropylen
Smörjmedel: silikonolja

Förpackningsmaterial

Medical grade papper
Genomskinlig blisterförpackning.
PE/PA

 **Steriliseringmetod:**
Etylenoxid (EO)

 **Hållbarhet 5 år**

Artikelnummer	Storlek	Storlek mm	Färg
900437	16 G x 1 1/2	1,60 x 40 mm	Transparent
900062	18 G x 1 1/2	1,20 x 40 mm	Rosa
900444	18 G x 2	1,20 x 50 mm	Rosa
900109	19 G x 1 1/2	1,10 x 40 mm	Ljus gul
900130	20 G x 1 1/2	0,90 x 40 mm	Mörk gul
900192	21 G x 1 1/2	0,80 x 40 mm	Grön
900536	21 G x 2	0,80 x 50 mm	Grön
900581	22 G x 1 1/4	0,70 x 30 mm	Mörk grå
900260	22 G x 1 1/2	0,70 x 40 mm	Mörk grå
900598	22 G x 2	0,70 x 50 mm	Mörk grå
900284	23 G x 1	0,60 x 25 mm	Blå
900291	23 G x 1 1/4	0,60 x 30 mm	Blå
900604	23 G x 1 1/2	0,60 x 40 mm	Blå
900635	24 G x 1	0,55 x 25 mm	Lila
900345	25 G x 5/8	0,50 x 16 mm	Orange
900642	25 G x 1	0,50 x 25 mm	Orange
900383	26 G x 1/2	0,45 x 12 mm	Brun
900673	26 G x 5/8	0,45 x 16 mm	Brun
900703	27 G x 1/2	0,40 x 12 mm	Grå
900710	27 G x 3/4	0,40 x 18 mm	Grå
900741	29 G x 1/2	0,33 x 12 mm	Röd
900758	30 G x 1/2	0,29 x 12 mm	Mörk gul

Avd. förpackning: 100 stk
Transport förpackning: 5000 stk