

erisan pro
herkälle iholle

Erisan Pro Hoitava Pesuneste

Nestesaippua



Erisan Pro Hoitava pesuneste sopii usein toistuvaan käsien, vartalon ja hiusten pesuun. Hajusteeton ja hellävarainen, Allergiatunnus.

Käyttökohteet

Hajusteeton ja väriaineeton pesuneste sopii hyvin usein toistuvaan käsienpesuun sekä suihkupesuun, myös hiuksille. Tuote soveltuu hyvin myös herkkäihoisille.

Tuoteominaisuudet

Erisan Pro Hoitava pesuneste vaahtoa miellyttävästi, pesee hellävaraisesti ja huuhtoutuu helposti. Monipuolinen koostumus hoitavia ja kosteuttavia aineosia suojaa ihon omaa kosteustasapainoa ja helpottaa hiusten kammattavuutta.

Käyttö- ja annostusohje

Annostele kostutetulle iholle tai hiuksiin, vaahdota, huuhtele ja kuivaa. Yksi annos riittää hyvin käsienpesuun.

Koostumus

Tehoaine	Vaikutus
Aqua	vesi
Sodium Laureth Sulfate	hyvin vaahtoava ja huuhtoutuva pinta-aktiivaine
Glycerin	ihoa ja hiuksia tehokkaasti kosteuttava ja sen kuivumista ehkäisevä polyoli
Sodium Chloride	viskositeetinsäätäjä
Cocamidopropyl Betaine	mieto, pesevä amfoteerinen pinta-aktiivi-aine, joka aikaansaa pehmeän vaahdon
PEG-7 Glyceryl Cocoate	ihoa ja hiuksia hoitava, hyvin huuhtoutuva hoitava aine
Sodium Benzoate	säilytysaineet, suojaavat tuotetta mikrobikasvustolta
Citric Acid	pH-säätöaine

Tuotteen pH

5.5 hapan

Varastointi

Säilytettävä yli +5 °C lämpötilassa. Säilyy 3 vuotta valmistuspäivästä.

Ulkonäkö ja tuoksu

Kirkas, väritön neste, hajusteeton

Valmistusmaa

SUOMI

**Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus**

Raaka-aineet ovat ympäristömyönteisiä. Tyhjtä pakkaukset ovat energiajääte.

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi**

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN
6 x 1 l	8019	6417964080193	6417964483192
6 x 1 l	8091	6417964080919	6417964809305
3 x 5 l	8021	6417964080216	6417964483215
6 x 500 ml	8020	6417964080209	6417964483208

**Lisätietoja**

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.