



Handdesinfektion Preop

Handdesinfektion Preop är utvecklad för att främst användas inom kirurgi eller motsvarande områden.

Produktfakta

Handdesinfektion Preop uppfyller kraven enligt EN 12791, d v s reducerar till 99,9% den transienta hudfloran på 30 s och den residenta hudfloran på 3 min. Den mikrobiologiska effekten kvarstår minst 3 h under kirurgiska handskar. Handdesinfektionen har återfettande egenskaper för att undvika uttorkning av huden.

Dosering

Hygienisk desinfektion: Massera in 4ml preoperativ handdesinfektion tills händerna är torra.

Kirurgisk desinfektion: Använd så mycket preoperativ handdesinfektion så att händerna och underarmar hålls fuktiga under 3 minuter

Innehåll

Isopropyl Alcohol, N-propanole, Propylene glycole, Glycerine, lactic acid, didecyldimethylammoniumchloride

Lagring/Hållbarhet

Förvaras i väl tillslutna flaskor.

Obruten förpackning har en garanterad hållbarhet på minst tre år. Bruten förpackning håller minst 12 månader.

Miljö

Samtliga förpackningar är av miljövänlig återvinningsbar polyeten. Hela förpackningen sorteras som "förpackning av plast"



Artiklar

17019600

600 ml flaska med pump

Ant/ftp: 12



Lahega Kemi AB, Box 13073, 250 13 Helsingborg,
Telefon 042-256700, Telefax 042-256750
www.lahega.se