



# Handdesinfektion IPA 60

*Handdesinfektion IPA 60* används för att förebygga och förhindra mikrobiologisk smittspridning via händer. Produkten är effektiv mot bakterier, svamp, mögel och virus. Exempel på verksamhetsområden där *Handdesinfektion IPA 60* lämpar sig är humanvård, barnomsorg, djurvård, laboratorieverksamhet, livsmedelsproduktion och områden där personlig hygien är viktigt.

## Produktfakta

*Handdesinfektion IPA60* är ett handdesinfektionsmedel med återfettande verkan. Innehåller 60 vol% isopropanol samt glycerin för att förhindra uttorkning av huden. Observera att stänk på golv och textilier kan ge fläckar.

Produkten uppfyller den europeiska normen för desinfektionsmedel SS-EN 1500.

## Dosering

*Handdesinfektion IPA60* används koncentrerat. Applicera 4ml – 2 pumptryck – på torra och rena händer. Massera in tills de är torra. Ingen repetition behövs.

## Innehåll

Aqua, Isopropyl Alcohol, Glycol, Propylene, Glycerin.

## Lagring/Hållbarhet

Förvaras i väl tillslutna flaskor. Obruten förpackning har en garanterad hållbarhet på minst 3 år. Öppnad förpackning håller minst 12 månader.

## Miljö

Samtliga förpackningar är av miljövänlig återvinningsbar polyeten. Hela förpackningen sorteras som "förpackning av plast".



## Artiklar

17119150	150 ml flaska	Ant/ftp: 24
17119150UK	150 ml flaska	Ant/ftp: 24
17119600	600 ml flaska med pump	Ant/ftp: 15
17119600UK	600 ml flaska med pump	Ant/ftp: 15
17110001	1000 ml flaska	Ant/ftp: 12



Lahega Kemi AB, Box 13073, 250 13 Helsingborg,  
Telefon 042-256700, Telefax 042-256750  
[www.lahega.se](http://www.lahega.se)