



Art. nr.	Beskrivning	Par per avd/ trp förp
40955	Biogel PI UltraTouch 5.5	50 / 200
40960	Biogel PI UltraTouch 6.0	50 / 200
40965	Biogel PI UltraTouch 6.5	50 / 200
40970	Biogel PI UltraTouch 7.0	50 / 200
40975	Biogel PI UltraTouch 7.5	50 / 200
40980	Biogel PI UltraTouch 8.0	50 / 200
40985	Biogel PI UltraTouch 8.5	50 / 200
40990	Biogel PI UltraTouch 9.0	40 / 160

Rekommenderas för användning vid alla typer av kirurgi eller kirurgiska ingrepp av/på personer som är allergiska mot naturgummilatexproteiner.

Sterila, puderfria, syntetiska operationshandskar av polyisopren som minskar risken för överkänslighet mot naturgummilatexproteiner eftersom de är tillverkade av en syntetisk elastomer. Biogel PI UltraTouch har en passform, känsla och komfort som är jämförbar med naturgummilatex eftersom syntetisk polyisopren har en molekylstruktur som liknar naturgummilatex. Handsken har en tunnare utformning för ökad känslighet.

Biogel PI UltraTouch skall användas som utbytshandske när ytterhandsken i Biogel PI Indicator System har punkterats och måste bytas. Detta för att bevara alla funktioner i Biogel Indicator-systemet.