

PRODUKTBLAD

Stetoskop Littmann Modell 3200

Produktinformation

3M™ Littmann® elektroniskt stetoskop modell 3200 rymmer en kombination av ANT-teknik (Ambient Noise Reduction), som reducerar störande ljud, och dämpning av friktionsljud med förstärkning, Bluetooth®-teknik och ett helt nytt gränssnitt för att uppnå ytterligare prestanda och användarkomfort.

Det här stetoskopet kan registrera upp till tolv 30-sekundersspår som omedelbart kan avlyssnas genom stetoskopets öronoliver. Du kan också överföra ljuden trådlöst med Bluetooth® till datorn för att konsultera en kollega eller föra en elektronisk patientjournal. Visualisera hjärt- och lungljud på datorn med det medföljande programmet FREE StethAssist.

- Gör att du kan höra viktiga kroppsljud med vår egen 3M™ Littmann® Stetoskop-teknik för reduktion av störande ljud, som eliminerar i genomsnitt 85 % av distraherande bakgrundsljud utan att filtrera bort viktiga kroppsljud
- Ger extra möjlighet att höra särskilt svaga ljud från hjärta, lungor eller kropp, som t ex på mycket överviktiga patienter eller vid besvärande kläder. Ljudet kan förstärkas upp till 24 gånger ljudnivån på ett Littmann Cardiology-stetoskop
- Du får en ljudöverföring av hög kvalitet med det anatomiskt utformade headsetet som sitter bekvämt i öronen
- Lyssna mer noggrant på ljud i halv eller hel hastighet i lägena klocka, membran eller utökat frekvensintervall efter att de har spelats in

Specifikation

Användningsområden: Cardiology/High Performance

Diameter membran: 5,1 cm

Konstruktion slang: Enkanal

Modell: Elektronisk 3200

Totallängd (metrisk): 69 cm

Typ av bröststycke: Single Sided

Vikt bröststycke: 98 g

| OneMed artikelnummer | Avdelningsförpackning | Artikel nr leverantör |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 200032 | 1 | 3200BK27 |

