

Produktdatablad

Gynekologi/undersökning




GYNBIOPS, engångs, steril
REF 02.125, 02.126, 02.127

Sida 1 (2)

Version: 11.12.2014, rev 1

Tryckt 8.1.2015

REF	Storlek	CH	Längd	Diameter
02.125	standard	9	26 cm	3 mm
02.126	mini	6	29,5 cm	2 mm
02.127	böjd	6	30 cm	2 mm



Råmaterial:	Graderat polypropenhölje som är stängt i ena änden har ett lateralt hål i den andra änden. En kolv (inuti höljet) i acetatplast, förstärkt med en tub i rostfritt stål, tillsammans med en gjuten ände i plast. Produkten innehåller inte latex eller PVC. Steriliserad med etylenoxid.																
REACH föreskrifter:	Produkter som omfattas av detta produktblad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller toxiska substanser inkluderat de särskilt farliga ämnen SVHC) som finns listade på senast tillgängliga version av kandidatförteckningen publicerad av European Chemicals Agency (ECHA).																
Funktion:	Medicinteknisk produkt för endometriopsi. <ul style="list-style-type: none">• GYNEBIOPS STANDARD för microaspiration av livmoderslemhinnan.• GYNEBIOPS MINI för microaspiration av livmoderslemhinnan hos patienter med förtvinad (atrofisk) livmoderhals, smal livmoderhals eller smal livmoderhalskanal.• GYNBIOPS BÖJD för microaspiration av livmoderslemhinnan. Rekommenderas vid cervical stenos.																
Förpackning:	<table border="1"><thead><tr><th>REF</th><th>Storlek</th><th>Afp (st)</th><th>Tfp (st)</th></tr></thead><tbody><tr><td>02.125</td><td>standard</td><td>1/25</td><td>1250</td></tr><tr><td>02.126</td><td>mini</td><td>1/25</td><td>1250</td></tr><tr><td>02.127</td><td>böjd</td><td>1/25</td><td>1250</td></tr></tbody></table>	REF	Storlek	Afp (st)	Tfp (st)	02.125	standard	1/25	1250	02.126	mini	1/25	1250	02.127	böjd	1/25	1250
REF	Storlek	Afp (st)	Tfp (st)														
02.125	standard	1/25	1250														
02.126	mini	1/25	1250														
02.127	böjd	1/25	1250														
Hållbarhetstid:	5 år från tillverkningsdatum																
Försäljningsenhet:	Transportförpackning																
Innerförpackning:	Styckförpackade i peel-pack																
Transportkartong:	ECF (eller TCF) cellulosa																

Marknadsförs i Sverige av:
OneMed Sverige AB
Adress: Box 50

SE-401 20 Göteborg

Tele +46 770 11 11 15
www.onemed.com

ONEMED

Produktdatablad

Gynekologi/undersökning



GYNBIOPS, engångs, steril
REF 02.125, 02.126, 02.127

Sida 2 (2)

Version: 11.12.2014, rev 1

Tryckt 8.1.2015

Packtejp:	PVC-fri
Överensstämmelse med legala krav:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, Klass I steril
Kvalitetskrav:	Produkten är tillverkad av Laboratoires GYNEAS - Frankrike certifierad ISO 9001:2008 och 13485:2003
Etikettinformation:	I enlighet med EN 980
Förvaringsrekommendationer:	Undvik direkt solljus.
Avfallshantering:	I enlighet med lokala föreskrifter
Risk vid återanvändning:	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och utgöra en risk för patienten.

Marknadsförs i Sverige av:
OneMed Sverige AB
Adress: Box 50

SE-401 20 Göteborg

Tele +46 770 11 11 15
www.onemed.com

ONEMED