

SELEFA® -puuvillavanupuikko, yksi kärki, steriili

REF: 120788

Yksikärkiset ja steriilit SELEFA® -puuvillavanupuikot on suunniteltu diagnostiseen näytteenottoon, haavanhoitoon, hoitoalueen puhdistamiseen, lääkkeiden, voiteiden ja nestemäisten aineiden annosteluun ja moniin muihin käyttökohteisiin.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Erittäin sileä pinta, ei tikkujen riskiä
- ▶ 100 % puuvillakärki
- ▶ Koivupuinen materiaali
- ▶ Ei sisällä PVC:tä tai lateksia
- ▶ 2 kpl




Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
120788	Puuvillavanupuikko, yksi kärki, 2 kpl, steriili	15 cm	200 / 2000

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkinnälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset. EO-sterilointi ISO 11135 -vaatimusten mukaisesti.



REACH-asetus: Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi: EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

Lakisääteiset vaatimukset: Lääkinnällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

Tuotestandardien vaatimukset: EN 14079, EN ISO 11135

Laatustandardit: EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Tikku	Puu (koivu)
Pää	100 % puuvilla

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa tilassa, lämpötila alle 25 °C. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	3 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	Lääkinnällisen laadun paperi, PP/PE kalvo	190 x 35
Rasia	Kartonki, TCF tai ECF laatu	195 x 90 x 80
Kuljetuspakkaus	Kartonki, TCF tai ECF laatu	470 x 210 x 180
Pakkausteippi	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
120788	06438129151718	06438129351712	06438129551716

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.