

SELEFA® -puuvillavanuapplikaattori

REF: 120783, 120795

SELEFA® -puuvillavanuapplikaattorit on suunniteltu diagnostiseen näytteenottoon, haavanhoitoon, hoitoalueen puhdistamiseen, lääkkeiden, voiteiden ja nestemäisten aineiden annosteluun ja moniin muihin käyttökohteisiin.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Erittäin sileä pinta, ei tikkujen riskiä
- ▶ 100 % puuvillakärki
- ▶ Koivupuinen materiaali
- ▶ Ei sisällä PVC:tä tai lateksia
- ▶ 100 kpl



Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkausko, kpl rasia/kuljetuskartonki
120783	Puuvillavanupuikko, yksi kärki, 100 kpl, epästeriili	15 cm	100 / 24000
120795	Puuvillavanuapplikaattori, kaksi kärkeä, 100 kpl, epästeriili	8 cm	100 / 24000

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkinälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset.



Not made with natural rubber latex



REACH-asetus:

Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lakisääteiset vaatimukset:

Lääkinnällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

Tuotestandardien vaatimukset:

EN 14079

Laatustandardit:

EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Tikku	Puu (koivu)
Pää	100 % puuvilla

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	5 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	PE pussi, Läpinäkyvä	
Rasia	Kartonki, TCF tai ECF laatu	120783: 180 x 100 x 190 120795: 105 x 95 x 64
Kuljetuspakkaus	Kartonki, TCF tai ECF laatu	120783: 470 x 325 x 400 120795: 435 x 315 x 345
Pakkausteippi	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
120783	06438129152685	06438129352689	06438129552683
120795	06438129152692	06438129352696	06438129552690

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.