

evercare® -leikkausteippi, läpäisemätön, 9 x 50 cm

REF: 1494

evercare® -leikkausteippi on läpäisemätön, kertakäyttöinen ja steriili monitoimiteippi kirurgisten toimenpiteiden aikana tehtäviin kiinnityksiin. Se on valmistettu samasta kuitukankaasta, jota käytetään yleisesti leikkausvaatteissa. Kuitukankaan päällä oleva PE-kalvo varmistaa nesteen läpäisemättömyyden.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Läpäisemättömyys ehkäisee nesteiden läpäisyä
- ▶ Liinujen ja letkujen kiinnittämiseen kirurgisten toimenpiteiden aikana
- ▶ Steriili
- ▶ Täyttää EN 13795-1 -standardin korkean suorituskyvyn vaatimukset kriittisillä alueilla




9 x 50 cm

Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
1494	Leikkausteippi, läpäisemätön, steriili, Sininen	9 x 50 cm	100 / 400

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkinnälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset. EO-sterilointi ISO 11135 -vaatimusten mukaisesti.



REACH-asetus: Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi: EN ISO 10993-01
EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

Lakisäätteiset vaatimukset: Lääkinnällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

Tuotestandardien vaatimukset: EN13795-1

Laatustandardit: EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Teippi	PP-kuitukangas, sininen / PE-kalvo, sininen. Liuotinliima
Irrokepaperi	Erikoiskalanteroitu silikonipäällysteinen paperi, valkoinen

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan. Älä käytä, mikäli pakkaus on vahingoittunut
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	5 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	Lääkinnällisen laadun paperi, Läpinäkyvä	150 x 290
Rasia	TCF tai ECF laatu	265 x 143 x 234
Kuljetuspakkaus	TCF tai ECF laatu	545 x 310 x 246
Pakkausteippi	Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
1494	06438129124026	06438129324020	06438129524024

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.