

MoliCare® Premium extra plus

Allt-i-ett skydd vid medelstor inkontinens

MoliCare Premium extra plus är ett absorberande inkontinensskydd med fixering och skydd i ett. Skyddet har ett textilliknande ytskikt och fixeras enkelt med hjälp av kombinerade tejp- och kardborrefästen. De formade längsgående läckagebarriärerna gör skyddet till ett säkert val.



- 1 Tre lagars absorptionsdyna med Dry Plus skikt**
Tre lagars absorptionsdyna ger skyddet extra stabilitet. Dry Plus skiktet leder vätskan snabbt in i absorptionskärnan och skyddar mot återvätning.
- 2 Luftgenomsläppliga vingar**
Luftgenomsläppliga vingar av non-woven runt höfterna låter huden andas och minskar risken för hudirritationer.
- 3 Formade läckagebarriärer**
Formade mjuka vätskeavvisande läckagebarriärer ger extra skydd mot sidoläckage. Fickorna fram och bak gör skyddet idealiskt vid stora och hastiga miktionser samt vid avföringsinkontinens.
- 4 HighDry SAP med Odour Neutralizer**
Superabsorbenterna absorberar och kapslar in vätskan snabbt och förhindrar oönskad lukt.
- 5 Textilkomfort**
Det textilliknande ytskiktet är mjukt mot huden och ger en hög komfort.
- 6 Diskret utsida**
Utsidan är diskret färgad med produktnamn och droppmarkeringar för att underlätta val av rätt produkt.
- 7 Längsgående våtindikator**
Längsgående våtindikator på produktens utsida visar hur stor del av absorptionsdynan som utnyttjats.
- 8 Kardborrefästen**
Kombinerade tejp- och kardborrefästen förenklar hanteringen och fäster säkert på det textila ytskiktet. Kardborrefästena gör att skyddet kan fixeras många gånger om.



Fördelar:

Skonsam mot huden
Luftgenomsläppliga vingar
Formade läckagebarriärer

Material:

Absorptionsdyna: Cellulosa och superabsorbenter
Spärrskikt: Polyeten
Ytskikt: Polypropen non-woven
Resår: Lycra

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt klass I, osteril och är CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Storlek	Art.nr.	Midjemått	Vikt	Abs.kap. (ISO)	Förp.
X-small	169 056	40-60 cm	64 gr	1 365 ml	4x28 st
Small	169 156	60-90 cm	75 gr	1 643 ml	3x28 st
Medium	169 256	90-120 cm	94 gr	2 190 ml	3x28 st
Large	169 356	120-150 cm	112 gr	2 382 ml	3x28 st
X-large	169 456	150-175 cm	126 gr	2 669 ml	4x14 st

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info