

evercare[®] Standard MediKit taitospakkaus, steriili

REF: 1902-02

evercare[®] katetrintipakkaus, kuitukangas, Small, steriili, on kompakti steriili katetrintipakkaus, joka sisältää säännölliseen katetrintiin tarvittavat tarvikkeet.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ 1 pihdit, 127 mm
- ▶ 2 pyöreää sykeröä, Ø 50 mm
- ▶ 4 taitosta, 4 krs, 7,5 x 7,5 cm
- ▶ 1 erityispitkät nitrilikäsineet (30 cm), koko M
- ▶ 1 tarjotin, 2 lokeroa, 182 x 98 x 25 mm, valkoinen
- ▶ 1 halkiolakana 60 x 75 cm
- ▶ 1 leikkausliina (kääre) 50 x 50 cm




| Tuotenumero | Kuvaus | Koko | Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki |
|-------------|--|------|---|
| 1902-02 | Katetrintipakkaus, kuitukangas, S-koko, steriili | N/A | 10 / 80 |

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkinnälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset. EO-sterilointi ISO 11135 -vaatimusten mukaisesti.



| | |
|--|--|
| REACH-asetus: | Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla. |
| Biologinen arviointi: | EN ISO 10993-5 EN ISO 10993-7 EN ISO 10993-10 |
| Lakisääteiset vaatimukset: | Lääkinnällisten laitteiden direktiivi 93/42/EEC |
| Tuotestandardien vaatimukset: | EN ISO 11135 |
| Laatustandardit: | EN ISO 13485 |
| Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset: | EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1 |

Materiaali

| Tuotteen osa | Raaka-aine & ominaisuudet |
|--|---|
| 1 pihdit, 127 mm | Polystyreeni, vihreä |
| 2 pyöreää sykeröä, Ø 50 mm | Pes/viskoosikuitukangas, joustava rengas SEBS/PP |
| 4 taitosta, 4 krs, 7,5 x 7,5 cm | Pes/viskoosikuitukangas |
| 1 erityispitkät nitrilikäsineet (30 cm), koko M | Karboksyloitu butadieeni-akrylonitriili-polymeerinitriili, sininen, kääritty paperiin |
| 1 tarjotin, 2 lokeroa, 182 x 98 x 25 mm, valkoinen | Polystyreeni, valkoinen |
| 1 halkiolakana 60 x 75 cm | Laminaatti: paperi/PE |
| 1 leikkausliina (kääre) 50 x 50 cm | Laminaatti: paperi/PE |

Varoitukset ja suositukset

| | |
|---------------------|---|
| Varoitukset | Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan. |
| Säilytys | Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa tilassa 0 - 25 °C. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta. |
| Hävittäminen | Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti |
| Käyttöikä | 5 vuotta |

Pakkaustiedot

| Pakkaus | Materiaali | Koko (P x L x K) mm |
|-------------------------|--|-----------------------|
| Yksittäispakkaus | Lääkinnällisen laadun paperi, Muovikalvo | 255 x 132 |
| Rasia | Kartonki, TCF tai ECF laatu | 280 x 200 x 180 |
| Kuljetuspakkaus | Kartonki, TCF tai ECF laatu | 590 x 430 x 390 |
| Pakkausteippi | PVC vapaa, Läpinäkyvä | N/A |

Viivakoodit / UDI-DI

| Tuotenumero | Yksittäispakkaus | Rasia | Kuljetuspakkaus |
|----------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1902-02 | 06937935320276 | 06937935330213 | 06937935360272 |

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.