


evercare[®] MediKit katetrintipakkaus leikkaussaliin, steriili

REF: 191003

Steriili evercare[®] leikkaussalin katetrintipakkaus on kätevä pakkaus, joka tukee tehokkuutta ja voi auttaa lyhentämään valmisteluaikaa. Sisältää tiettyjen toimenpiteiden suorittamiseen tarvittavat komponentit.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ 1 steriili alue, 450 x 750 mm
- ▶ 1 liina 500 x 800 mm, halkio 400 mm
- ▶ 1 tarjotin, 700 ml
- ▶ 10 kuitukangassykeröä Ø 50 mm
- ▶ 1 muovinen puristin, 142 mm
- ▶ 1 nitrilikäsinepari, koko: M, erityispitkä




Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
191003	Katetrintipakkaus leikkaussaliin, steriili	N/A	1 / 32

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkinnälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset. EO-sterilointi ISO 11135 -vaatimusten mukaisesti.



REACH-asetus: Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi: EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

Lakisäätöiset vaatimukset: Lääkinnällisten laitteiden direktiivi 93/42/EEC

Tuotestandardien vaatimukset: EN ISO 11135

Laatustandardit: EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
1 steriili alue, 450 x 750 mm	Paperi, valkoinen/PE-laminaatti, sininen
1 liina 500 x 800 mm, halkio 400 mm	PE/PP
1 tarjotin, 700 ml	PP, sininen
10 kuitukangassykeröä Ø 50 mm	Raion/polyesteri
1 muovinen puristin, 142 mm	PP/lasikuitu, sininen
1 nitrilikäsinepari, koko: M, erityispitkä	Nitriili, puuteriton, sininen

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa tilassa 0 - 25 °C. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	5 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	Lääkinnällisen laadun paperi, Muovikalvo	197 x 310
Rasia	N/A	N/A
Kuljetuspakkaus	Kartonki, TCF tai ECF laatu	590 x 390 x 350
Pakkausteippi	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
191003	06937935320030	N/A	06937935360036

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.