

evercare[®] MediKit -katetrointipakkaus, osasto/ensiapu, steriili

REF: 191004

Steriili osaston/ensiavun evercare[®]-katetrointipakkaus on kätevä pakkaus, joka tukee tehokkuutta ja voi auttaa lyhentämään valmisteluaikaa. Sisältää tiettyjen toimenpiteiden suorittamiseen tarvittavat komponentit.



1 pair Nitrile gloves,
size M, X-long



5 Nonwoven swabs,
75 x 75 mm

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ 1 steriili alue, 500 x 600 mm
- ▶ 1 nitrilikäsinepari, koko: M, erityispitkä
- ▶ 1 kuppi, 250 ml
- ▶ 5 kuitukangastaitosta 75 x 75 mm
- ▶ 1 muovinen puristin, 142 mm



1 Cup, 250 ml



1 Plastic clamp, 142 mm



1 Sterile field, 500 x 600 mm

Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkausko, kpl rasia/kuljetuskartonki
191004	Katetrointipakkaus, osasto – ensiapu, steriili	N/A	1 / 48

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkinälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset. EO-sterilointi ISO 11135 -vaatimusten mukaisesti.



REACH-asetus:

Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

Lakisääteiset vaatimukset:

Lääkinällisten laitteiden direktiivi 93/42/EEC, MDD Class Is

Tuotestandardien vaatimukset:

EN ISO 11135

Laatustandardit:

EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
1 steriili alue, 500 x 600 mm	Paperi, valkoinen/PE-laminaatti, sininen
1 nitrilikäsinepari, koko: M, erityispitkä	Nitriili, puuteriton, sininen
1 kuppi, 250 ml	PP, läpikuultava
5 kuitukangastaitosta 75 x 75 mm	Raion/polyesteri
1 muovinen puristin, 142 mm	PP/lasikuitu, sininen

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa tilassa 0 - 25 °C. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	5 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	Lääkinnällisen laadun paperi, Muovikalvo	198 x 179
Rasia	N/A	N/A
Kuljetuspakkaus	Kartonki, TCF tai ECF laatu	590 x 390 x 350
Pakkausteippi	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
191004	06937935320047	N/A	06937935360043

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.