

evercare® MediKit katetrintipakkaus, steriili

REF: 191006

Steriili evercare® katetrintipakkaus on kätevä pakkaus, joka tukee tehokkuutta ja voi auttaa lyhentämään valmisteluaikaa. Sisältää tiettyjen toimenpiteiden suorittamiseen tarvittavat komponentit.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ 1 steriili alue, 450 x 750 mm
- ▶ 1 liina 750 x 900 mm, halkio 250 mm
- ▶ 1 alusta 255 x 155 x 45 mm
- ▶ 1 kuppi, 250 ml
- ▶ 9 kuitukangastaitosta 75 x 75 mm
- ▶ 1 muovinen puristin, 142 mm
- ▶ 1 nitrilikäsinepari, koko: M, erityispitkä



1 pair Nitrile gloves
size M X-long



1 Tray 255 x 155 x 45 mm




9 Nonwoven swabs,
75 x 75 mm



1 Cup, 250 ml



1 Plastic clamp,
142 mm



1 Drape 750 x 900 mm,
slit 250 mm



1 Sterile field,
450 x 750 mm

Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
191006	Katetrintipakkaus, steriili	N/A	15 / 30

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkinnälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset. EO-sterilointi ISO 11135 -vaatimusten mukaisesti.

**REACH-asetus:**

Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

Lakisääteiset vaatimukset:

Lääkinnällisten laitteiden direktiivi 93/42/EEC, MDD Class Is

Tuotestandardien vaatimukset:

EN ISO 11135

Laatustandardit:

EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
1 steriili alue, 450 x 750 mm	Paperi, valkoinen/PE-laminaatti, sininen
1 liina 750 x 900 mm, halkio 250 mm	Paperi, valkoinen/PE-laminaatti, sininen
1 alusta 255 x 155 x 45 mm	PS, sininen
1 kuppi, 250 ml	PP, sininen
9 kuitukangastaitosta 75 x 75 mm	Raion/polyesteri
1 muovinen puristin, 142 mm	PP/lasikuitu, sininen
1 nitrilikäsinepari, koko: M, erityispitkä	Nitriili, puuteriton, sininen

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa tilassa 0 - 25 °C. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	5 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	Lääkinnällisen laadun paperi, Muovikalvo	197 x 310
Rasia	Kartonki, TCF tai ECF laatu	378 x 283 x 350
Kuljetuspakkaus	Kartonki, TCF tai ECF laatu	590 x 390 x 370
Pakkausteippi	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
191006	06937935320061	06937935330039	06937935360067

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.