

Tutkimuskäsine, Nitrile SMART, white

Tuotenumerot: 210252 XS/S/M/L/XL

Nitriilitutkimus- ja -suojakäsine, kertakäyttöinen, valkoinen.

Vesitiivis henkilökohtaisen suojauksen käsine vähäisiä kemiallisia riskejä ja mikro-organismeja vastaan.

Tärkeimmät ominaisuudet:

- ▶ Puuteriton, molempikäinen, rullareuna.
- ▶ Ohut nitriilikäsine erinomaisella tuntoherkkyydellä
- ▶ Erinomainen suoja mikrobeja vastaan. Suojaa useilta tavanomaisilta kemikaaleilta.
- ▶ Käsineen mikrokarhennetut sormenpäät takaavat erinomaisen pidon ja tuntuman sekä kuivana että märkänä.
- ▶ Erinomainen istuvuus ja käyttömukavuus.
- ▶ Lateksiton ja puuteriton. Hyvä vaihtoehto tyypin I allergiaa sairastaville.
- ▶ Soveltuu kaikkien elintarvikkeiden käsittelyyn.



Käyttösuositukset:



MEDICAL	2017/745 (EU)	CLASS I	AQL 1,5
PPE	2016/425 (EU)	CATEGORY III	AQL <1,5

Tuotenumero	Kuvaus	Koko-/ värikoodi	Kokonaispituus	Pakkauskoko, kpl rasia / kuljetuskartonki
210252XS	Tutkimuskäsine, Nitrile SMART, valkoinen, XS		240 mm	200/2000
210252S	Tutkimuskäsine, Nitrile SMART, valkoinen, S		240 mm	200/2000
210252M	Tutkimuskäsine, Nitrile SMART, valkoinen, M		240 mm	200/2000
210252L	Tutkimuskäsine, Nitrile SMART, valkoinen, L		240 mm	200/2000
210252XL	Tutkimuskäsine, Nitrile SMART, valkoinen, XL		240 mm	180/1800

Myyntierä: Rasia

Säädökset

Tuote täyttää lääkinällisiä laitteita ja henkilönsuojaimia koskevat lakisäätteiset vaatimukset.



REACH-asetus: Tämän tuoteselosteen tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaaralliseksi luokiteltuja aineita (CMR), mukaanlukien erittäin haitalliseksi luokitellut aineet (SVHC), jotka on lueteltu Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmässä listauksessa.

Läpäisemättömyys: AQL 1.5
EN 455-1

Mekaaninen lujuus (N): ≥ 6.0 ennen vanhentamista
EN 455-2 ≥ 6.0 vanhentamisen jälkeen

Biologinen arviointi: Puuterin kokonaisjäämä puuterittomassa käsineessä < 2 mg/käsine
EN 455-3

Lakisäätteiset vaatimukset: Asetus lääkinällisistä laitteista (EU) 2017/745, Luokka I
Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425
EU vaatimustenmukaisuusvakuutus henkilökohtaisen suojauksen tuotteille (PPE):
www.onemed.com/what-we-do/doc-selefa

Tuotestandardien vaatimukset: EN 455: 1 – 4

Kemikaalien kestävyys: Testattu EN 374-3 ja/tai EN 16523-1 mukaisesti

Käyttö elintarvikekosketuksessa: Käsine soveltuu kaikkien elintarvikkeiden käsittelyyn - mukaanlukien rasvaiset ja happamat tuotteet. Asetus (EU) No 1935/2004 elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista.

Muut käytetyt testit: Ilma- ja vesitiiviystesti EN 374-2 (luokka 2) mukaisesti
Kemikaalijäännöstesti
Sytotoksisuuskoete EN ISO 10993-5 mukaisesti
Ärsytys ja ihoherkkyystestaus EN ISO 10993-10 mukaisesti
Tuntoherkkyys, pituus ja pH EN 420 mukaisesti
Suojaaavuus mekaanisia vaaroja vastaan EN 388 mukaisesti
Mikrobiologinen laatu
RoHS -direktiivin mukainen testaus
Kemiallisen vaurioitumisen määrittäminen EN 374-4 mukaisesti
Mikro-organismiriskien testaus EN 374-5 ja ASTM F1671 mukaisesti

Laatustandardit: EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset: EN ISO 15223-1, EN 1041 ja EN 420

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Kämmen	Acrylonitrile-butadiene (Nitrili), yksinkertainen paksuus min. 0,06 mm
Sormi	Acrylonitrile-butadiene (Nitrili), yksinkertainen paksuus min. 0,09 mm

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset:	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleenkäytettynä tuotteen suorituskyky voi heikentyä ja aiheuttaa kontaminaatoriskin. Tuote sisältää ditiokarbamaatteja – älä käytä tuotetta, mikäli olet yliherkkä tälle aineelle.
Säilytys	Suosittelaa säilyttämään puhtaassa, kuivassa, huoneenlämpötilassa, suojattuna suoralta auringonvalolta, kirkkaalta valolta ja otsonilta.
Hävittäminen	Hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti.
Käyttöikä EN 455-4	5 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	N/A	N/A
Rasia	Kartonki, TCF -laatu	242 x 122 x 75 mm
Kuljetuspakkaus	Kartonki, TCF -laatu	385 x 252 x 252 mm
Pakkausteippi	Läpinäkyvä, PVC-vapaa	N/A

GTIN -koodit (viivakoodit)

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
210252XS	N/A	 6 438129 351569	 6 438129 551563
210252S	N/A	 6 438129 351576	 6 438129 551570
210252M	N/A	 6 438129 351583	 6 438129 551587
210252L	N/A	 6 438129 351590	 6 438129 551594
210252XL	N/A	 6 438129 351606	 6 438129 551600