

# Tutkimuskäsine, Vinyl REGULAR

Tuotenumerot: 210283 XS/S/M/L/XL

Puuteriton, kertakäyttöinen vinyylitutkimuskäsine.

## Tärkeimmät ominaisuudet:

- ▶ Molempikätinen, rullareunalla.
- ▶ Puuteriton, lateksiton.
- ▶ Hyvä vaihtoehto tyypin I allergiaa sairastaville.



## Käyttösuositukset:





Terveystenhoito,  
osastot



Potilaspesu



Yleissiivous

Tuotenumero	Kuvaus	Koko-/ värikoodi	Kokonaispituus	Pakkauskoko, kpl rasia / kuljetuskartonki
210283XS	Tutkimuskäsine, Vinyl REGULAR, XS		240 mm	100/1000
210283S	Tutkimuskäsine, Vinyl REGULAR, S		240 mm	100/1000
210283M	Tutkimuskäsine, Vinyl REGULAR, M		240 mm	100/1000
210283L	Tutkimuskäsine, Vinyl REGULAR, L		240 mm	100/1000
210283XL	Tutkimuskäsine, Vinyl REGULAR, XL		240 mm	100/1000

**Myyntierä:** Rasia

## Säädökset

Tuote täyttää lääkinällisiä laitteita koskevat lakisäätteiset vaatimukset.



EN 455

**REACH-asetus:** Tämän tuoteselosteen tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltuja aineita (CMR), mukaanlukien erittäin haitallisiksi luokitellut aineet (SVHC), jotka on lueteltu Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmässä listauksessa.

**Läpäisemättömyys:**  
EN 455-1 AQL 1.5

**Mekaaninen lujuus (N):**  
EN 455-2 Ennen vanhentamista  $\geq 3,6$  N  
Vanhentamisen jälkeen  $\geq 3,6$  N

**Biologinen arviointi:**  
EN 455-3 Puuterin kokonaisjäämä puuterittomassa käsineessä  $< 2$  mg/käsine.  
Sytotoksisuuskoete EN ISO 10993-5 mukaisesti.  
Ärsytys ja ihoherkkyytestatus EN ISO 10993-10 mukaisesti.

**Lakisäätteiset vaatimukset:** Asetus lääkinällisistä laitteista (EU) 2017/745, Luokka I

**Tuotestandardien vaatimukset:** EN 455: 1 – 4

**Käyttö elintarvikekosketuksessa:** Hyväksytty käytettäväksi elintarviketeollisuudessa. Asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista (EU) No 1935/2004 ja 10/2011 liitteinen. Soveltuu kuivien ja vesipitoisten ruokien käsittelyyn - ei rasvaisten elintarvikkeiden käsittelyyn.

**Laatustandardit:** EN ISO 13485

**Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:** EN ISO 15223-1 ja EN 1041

## Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Kämmen	Polyvinyylikloridi, yhden seinämän paksuus min. 0,05 mm
Sormi	Polyvinyylikloridi, yhden seinämän paksuus min. 0,05 mm

## Varoitukset ja suositukset

<b>Varoitukset:</b>	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleenkäytettynä tuotteen suorituskyky voi heikentyä ja aiheuttaa kontaminaatoriskin.
<b>Säilytys</b>	Suosittellaan säilyttämään puhtaassa, kuivassa, huoneenlämpötilassa, suojattuna suorilta auringonvalolta, kirkkaalta valolta ja otsonilta.
<b>Hävittäminen</b>	Hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti.
<b>Käyttöikä</b> EN 455-4	5 vuotta

## Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko ( P x L x K ) mm
Yksittäispakkaus	N/A	N/A
Rasia	Kartonki, TCF -laatu	220 x 115 x 60 mm
Kuljetuspakkaus	Kartonki, TCF -laatu	317 x 239 x 233 mm
Pakkausteippi	Läpinäkyvä, PVC-vapaa	N/A

## GTIN -koodit (viivakoodit)

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
210283XS	N/A	 6 438129 353853	 6 438129 553857
210283S	N/A	 6 438129 350210	 6 438129 550214
210283M	N/A	 6 438129 350227	 6 438129 550221
210283L	N/A	 6 438129 350234	 6 438129 550238
210283XL	N/A	 6 438129 353860	 6 438129 553864