

Pyöreät SELEFA® Optimia -harsosykeröt

REF: 222021, 222022, 222023, 222024

Epästeriilit ja imukykyiset pyöreät SELEFA® Optimia -harsosykeröt sopivat monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten: ihon puhdistus, haavan puhdistus, pyyhkiminen, nesteiden ja kosteuden imeytys, suojaus, desinfiointi jne. Hyvä imukyky ja EN 14079 -standardin mukainen korkealaatuinen puuvillaharso. Tiivis taitto pitää tuotteen muodossaan.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ 100 % puuvillaharso
- ▶ Ympäristöystävällisesti valkaistu (ilman klooria)
- ▶ Voidaan steriloida etyleenioksidilla (EO)
- ▶ 17 lankaa/cm²



Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkausko, kpl rasia/kuljetuskartonki
222021	Pyöreät Optimia-harsosykeröt, epästeriili, Valkoinen	Ø 30 mm	200 / 3600
222022	Pyöreät Optimia-harsosykeröt, epästeriili, Valkoinen	Ø 40 mm	150 / 2700
222023	Pyöreät Optimia-harsosykeröt, epästeriili, Valkoinen	Ø 50 mm	100 / 1800
222024	Pyöreät Optimia-harsosykeröt, epästeriili, Valkoinen	Ø 65 mm	100 / 1400

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkitäiselle laiteelle annetut lainsäädännön vaatimukset.



Not made with natural rubber latex



REACH-asetus:

Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lakisääteiset vaatimukset:

Lääkitäisisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

Tuotestandardien vaatimukset:

EN 14079

Laatustandardit:

EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Päämateriaali	100 % puuvillaharso, valkoinen
kuminauharengas	Silikonipohjainen kuminauha

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	5 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	N/A	N/A
Rasia	PE pussi, Läpinäkyvä	222021: 270 x 390 x 104 222022: 270 x 390 x 0 222023: 270 x 390 222024: 400 x 500 x 0
Kuljetuspakkaus	Kartonki, TCF tai ECF laatu	222021: 395 x 290 x 420 222022: 395 x 290 x 420 222023: 395 x 290 x 540 222024: 395 x 290 x 540
Pakkausteippi	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
222021	N/A	06438129354065	06438129554069
222022	N/A	06438129354072	06438129554076
222023	N/A	06438129354089	06438129554083
222024	N/A	06438129354096	06438129554090

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.