

## Litteät SELEFA<sup>®</sup> Optimia -harsosykeröt

REF: 222051

Imukykyiset litteät SELEFA<sup>®</sup> Optimia -harsosykeröt sopivat monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten: ihon puhdistus, haavan puhdistus, pyyhkiminen, nesteen ja kosteuden imeytys, suojaus, desinfiointi jne. Hyvä imukyky ja EN 14079 -standardin mukainen korkealaatuinen puuvillaharso. Tiivis taitto pitää tuotteen muodossaan. Pienet harsosykeröt sopivat erilaisiin käyttökohteisiin, kuten pienten haavojen ja hiertymien puhdistamiseen, pieniin valmisteluihin, roskien poistoon jne.

### Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ 100 % puuvillaharso
- ▶ Ympäristöystävällisesti valkaistu (ilman klooria)
- ▶ Taitetut reunat estävät lankojen irtoamisen.
- ▶ Voidaan steriloida etyleenioksidilla (EO)
- ▶ 20 lankaa/cm<sup>2</sup>



Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
222051	Litteät Optimia-harsosykeröt, Valkoinen	8 x 8 mm	100 / 10000

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

## Säädökset

Täyttää lääkitäiselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset.



Not made with natural rubber latex



### REACH-asetus:

Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

### Biologinen arviointi:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-10

### Lakisäätöiset vaatimukset:

Lääkitäislisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

### Tuotestandardien vaatimukset:

EN 14079

### Laatustandardit:

EN ISO 13485

### Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Materiaali

### Tuotteen osa

### Raaka-aine & ominaisuudet

### Päämateriaali

100 % puuvillaharso, valkoinen

## Varoitukset ja suositukset

<b>Varoitukset</b>	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
<b>Säilytys</b>	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
<b>Hävittäminen</b>	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
<b>Käyttöikä</b>	5 vuotta

## Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko ( P x L x K ) mm
<b>Yksittäispakkaus</b>	N/A	N/A
<b>Rasia</b>	PE pussi, Läpinäkyvä	90 x 130
<b>Kuljetuspakkaus</b>	Kartonki, TCF tai ECF laatu	385 x 140 x 180
<b>Pakkausteippi</b>	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

## Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
<b>222051</b>	N/A	06438129354232	06438129554236

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.