

Litteät SELEFA® -harsosykeröt, steriili

REF: 222252

Steriilit ja imukykyiset litteät SELEFA® -harsosykeröt sopivat monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten: ihon puhdistus, haavan puhdistus, pyyhkiminen, nesteen ja kosteuden imeytys, suojaus, desinfiointi jne. Hyvä imukyky ja EN 14079 -standardin mukainen korkealaatuinen puuvillaharso. Tiivis taitto pitää tuotteen muodossaan. Pienet harsosykeröt sopivat erilaisiin käyttökohteisiin, joissa vaaditaan steriiliyttä, kuten pienten haavojen ja hiertymien puhdistamiseen, pieniin leikkausvalmisteluihin, roskien poistoon jne.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ 100 % puuvillaharso
- ▶ Ympäristöystävällisesti valkaistu (ilman klooria)
- ▶ Taitetut reunat estävät lankojen irtoamisen.
- ▶ Steriloitu etyleenioksidilla (EO)
- ▶ Helppokäyttöinen yksittäispussi
- ▶ 17 lankaa/cm²




Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
222252	Litteät sideharsosykeröt, 5 kpl, steriili, Valkoinen	30 x 30 mm	250 / 5000

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkitsemiselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset. EO-sterilointi ISO 11135 -vaatimusten mukaisesti.



REACH-asetus: Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi: EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

Lakisääteiset vaatimukset: Lääkinnällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

Tuotestandardien vaatimukset: EN 14079, EN ISO 11135

Laatustandardit: EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
--------------	---------------------------

Päämateriaali	100 % puuvillaharso, valkoinen
---------------	--------------------------------

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa tilassa 15 - 25 °C. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	5 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	Lääkinnällisen laadun paperi, PP/PE kalvo	98 x 116
Rasia	Kartonki, TCF tai ECF laatu	237 x 100 x 116
Kuljetuspakkaus	Kartonki, TCF tai ECF laatu	595 x 245 x 415
Pakkausteippi	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
222252	06438129154252	06438129354256	06438129554250

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.